

Codice Articolo – Ref.:
Code

2803-U1 ; 2803-U2 ; 2803-U3 ; 2803-U4 ; 2803-U5

Descrizione

Portaimpronte „NEW SUPER“ con bordino ritentivo

Product Description

“NEW SUPER” impression trays with retention rim

COD.		A mm	B mm
2803-U1	XL	81	63
2803-U2	L	74	60
2803-U3	M	71	55
2803-U4	S	67	53
2803-U5	XS	65	51

**Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture

Instrument made of stainless steel

Note tecniche

Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Technical notes

*Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)*

**Sterilizzazione
& Durata**

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization
& Duration**

*Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)*

Confezionamento

Singolo pezzo

*Packages**Single piece***Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

*Storage**Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources***Prodotto da**Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)*Produced by*

Codice Articolo – Ref.:
Code

2803-L1 ; 2803-L2 ; 2803-L3 ; 2803-L4 ; 2803-L5

Descrizione

Portaimpronte „NEW SUPER“ con bordino ritentivo

Product Description

“NEW SUPER” impression trays with retention rim

COD.		A mm	B mm
2803-L1	XL	80	63
2803-L2	L	78	59
2803-L3	M	76	57
2803-L4	S	72	57
2803-L5	XS	69	50

**Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture

Instrument made of stainless steel

Note tecniche

Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Technical notes

*Medical Device Class I
European Regulation 2017/ 745 (MDR)*

**Sterilizzazione
& Durata**

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization
& Duration**

*Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)*

Confezionamento

Singolo pezzo

*Packages**Single piece***Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

*Storage**Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources***Prodotto da**Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)*Produced by*