

3 Combinaciones posibles de cabezas y mangos

Cabezas	Progra- ma A	Progra- ma B	Progra- ma C	Progra- ma CN	Progra- ma LN	Progra- ma CH	Progra- ma LH	Progra- ma GENTLE- power LUX	Progra- ma MASTER matic
		Programas agotados							
3 LD*	O	O	O	X	X	X	X	X	X
3 LDSY*	O	O	O	X	X	X	X	X	X
22 LA*	O	O	O	X	X	X	X	X	X
22 LB*	O	O	O	X	X	X	X	X	X
31 LR*	O	O	O	X	X	X	X	X	X
33*	X								
52*	X								
52 G*	O	X	X						
52 LDN*	O	O	O	X	X	X	X	X	X
53 LDN*	O	O	O	X	X	X	X	X	X
61 LC*	O	O	O	X	X	X	X	X	X
61 LF*	O	O	O	X	X	X	X	X	X
61 LG*	O	O	O	X	X	X	X	X	X
61 LRG*	O	O	O	X	X	X	X	X	X
62 LDN*	O	O	O	X	X	X	X	X	X
66 LD*	O	O	O	X	X	X	X	X	X
66 LU*	O	O	O	X	X	X	X	X	X
67 CN*	X								
67 LH*	O	O	O	X	X	X	X	X	X
68 CDN*	X								
68 CN	X								
68 LH*	O	O	O	X	X	X	X	X	X
68 LU*	O	O	O	X	X	X	X	X	X
80 LD*	O	O	O	X	X	X	X	X	X
L3	O	O	O	X	X	X	X	X	X
L3 Y	O	O	O	X	X	X	X	X	X
L22	O	O	O	X	X	X	X	X	X
L31	O	O	O	X	X	X	X	X	X
L52	O	O	O	X	X	X	X	X	X
L53	O	O	O	X	X	X	X	X	X
L61 G	O	O	O	X	X	X	X	X	X
L61 R	O	O	O	X	X	X	X	X	X

Cabezas	Progra- ma A	Progra- ma B	Progra- ma C	Progra- ma CN	Progra- ma LN	Progra- ma CH	Progra- ma LH	Progra- ma GENTLE- power LUX	Progra- ma MASTER matic
		Programas agotados							
L62	O	O	O	X	X	X	X	X	X
L66 B	O	O	O	X	X	X	X	X	X
L67	O	O	O	X	X	X	X	X	X
L68	O	O	O	X	X	X	X	X	X
L68 B	O	O	O	X	X	X	X	X	X
L80	O	O	O	X	X	X	X	X	X

¡Con los mangos CN/CH, LN/LH, GENTLEpower y MASTERmatic solamente se pueden utilizar cabezas LUX!

O = técnicamente posible (pero con algunas restricciones)

X = combinación recomendada por KaVo

*Ya no está disponible