



Discos de Zirconio 3M™ Lava™ Plus de Alta Translucidez

La forma más eficiente de obtener tonos de calidad Lava Plus Zirconia.

Zirconio Lava Plus - ahora disponible en discos pre-coloreados


El zirconio Lava Plus es conocido por su completa gama de líquidos de tinción, ofreciendo opciones de individualización sin límites.

Pero a veces, la rapidez prima ante la individualización. Para esos casos el zirconio Lava Plus está ahora disponible pre-coloreado en los tonos A1, A2, A3 y A3.5. Esta gama de colores esenciales, cubre la mayor parte de los casos con la calidad de tonos del zirconio Lava.

¿Casos urgentes? Sin problema con el zirconio Lava Plus pre-coloreado!

Los discos pre-coloreados de zirconio Lava Plus, ahorran tiempo eliminando los pasos de tinción manual y hasta 2,5 horas de tiempo de secado. Combinado con los ciclos de sinterización de alta velocidad totalmente validados, el zirconio Lava Plus hace que los casos urgentes sean un suspiro!

El ciclo de sinterización rápido permite sinterizar las restauraciones de zirconio Lava Plus en 160 minutos, sin comprometer la resistencia o la translucidez.



3M™ Lava™ Plus Zirconio de Alta Translucidez Discos.

Discos de 98 mm de diametro con paso, están disponibles en los siguientes tonos y alturas.



Referencia	Tono	Altura
69271	Blanco	14 mm
69272	Blanco	18 mm
69273	Blanco	25 mm
69278	Blanco	30 mm
69388	A1	14 mm
69392	A1	18 mm
69396	A1	25 mm
69389	A2	14 mm
69393	A2	18 mm
69397	A2	25 mm
69390	A3	14 mm
69394	A3	18 mm
69398	A3	25 mm
69391	A3.5	14 mm
69395	A3.5	18 mm
69399	A3.5	25 mm

3M™ Lava™ Plus Zirconio de Alta Translucidez Líquidos de tinción.

La precisa correlación de color de los 18 líquidos de tinción Lava Plus, asegura resultados precisos y predecibles.



Referencia	Líquido de tinción - Embases 100 ml
69203	Lava™ Plus Líquido de tinción A1
69204	Lava™ Plus Líquido de tinción A2
69205	Lava™ Plus Líquido de tinción A3
69206	Lava™ Plus Líquido de tinción A3.5
69207	Lava™ Plus Líquido de tinción A4
69298	Lava™ Plus Líquido de tinción B1
69209	Lava™ Plus Líquido de tinción B2
69210	Lava™ Plus Líquido de tinción B3
69211	Lava™ Plus Líquido de tinción B4
69212	Lava™ Plus Líquido de tinción C1
69213	Lava™ Plus Líquido de tinción C2
69214	Lava™ Plus Líquido de tinción C3
69215	Lava™ Plus Líquido de tinción C4
69216	Lava™ Plus Líquido de tinción D2
69217	Lava™ Plus Líquido de tinción D3
69218	Lava™ Plus Líquido de tinción D4
69219	Lava™ Plus Líquido de tinción W1
69220	Lava™ Plus Líquido de tinción W3

Referencia	Líquido de tinción - Embase 300 ml
69176	Lava™ Plus Líquido de tinción A1
69177	Lava™ Plus Líquido de tinción A2
69178	Lava™ Plus Líquido de tinción A3
69179	Lava™ Plus Líquido de tinción B1
69180	Lava™ Plus Líquido de tinción C1
69181	Lava™ Plus Líquido de tinción W1

3M™ Lava™ Plus Zirconio de Alta Translucidez Tintes de Efecto.

Los tintes de efecto Lava Plus se ofrecen en 8 tonos, incluyendo fluorescente, llevando el arte individual a cada restauración.



Referencia	Tintes de Efecto
69224	Lava™ Plus Tinte de Efecto Kit: <ul style="list-style-type: none"> • Lava™ Plus Tinte de Efecto Naranja (8 ml) • Lava™ Plus Tinte de Efecto Gris (8 ml) • Lava™ Plus Tinte de Efecto Blanco (8 ml) • Lava™ Plus Tinte de Efecto Rosa (8 ml) • Lava™ Plus Tinte de Efecto Amarillo (8 ml) • Lava™ Plus Tinte de Efecto Marrón (8 ml) • Lava™ Plus Tinte de Efecto Púrpura (8 ml) • Lava™ Plus Tinte de Efecto Fluorescente (8 ml) • Lava™ Plus Tinte de Efecto Líquido Diluyente (100ml)
69260	Lava™ Plus Tinte de Efecto – Fluorescente (8 ml)
69261	Lava™ Plus Tinte de Efecto – Gris (8 ml)
69263	Lava™ Plus Tinte de Efecto – Marrón (8 ml)
69264	Lava™ Plus Tinte de Efecto – Naranja (8 ml)
69265	Lava™ Plus Tinte de Efecto – Amarillo (8 ml)
69265	Lava™ Plus Tinte de Efecto – Púrpura (8 ml)
69266	Lava™ Plus Tinte de Efecto – Rosa (8 ml)
69267	Lava™ Plus Tinte de Efecto – Blanco (8 ml)
69350	Lava™ Plus Diluyente (100 ml)

Referencia	Líquidos Esmalte
69226	Lava™ Plus Líquido Esmalte EL (100 ml)
69227	Lava™ Plus Líquido Esmalte EM (100 ml)
69228	Lava™ Plus Líquido Esmalte EB (100 ml)
69258	Aplicador (50 bastoncillos)

3M™ Lava™ Plus Zirconio de Alta Translucidez Kit de Marcadores de Color.

Los marcadores de color Lava Plus pueden ser añadidos a los líquidos de tinción Lava Plus, para visualizar la aplicación de color en las restauraciones pre-sinterizadas, permitiendo un control total de la individualización.



Referencia	Marcador de Color
69223	Lava™ Plus Marcadores de color Kit: <ul style="list-style-type: none"> • Lava™ Plus Marcador de color AZUL (10 ml) • Lava™ Plus Marcador de color ROJO (10 ml)



3M Oral Care
3M España, S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid

www.3m.com.es/dental

3M and Lava are trademarks of 3M Company or 3M Deutschland GmbH. Used under license in Canada. All other trademarks are owned by other companies. © 3M 2018. All rights reserved.