

Especificaciones	Prima Mu	Prima Lite	Prima Pro	Magna
Testa	Ergonomica 0 - 210 gradi	Ergonomica 0 - 210 gradi	Ergonomica 0 - 210 gradi	Ergonomica 0 - 210 gradi
Tipo di gomma dell'oculare	Gomma pieghevole	Gomma pieghevole	Gomma pieghevole	Gomma pieghevole
Oculari WF	WF 10x/ 18 mm	WF 10x/ 18 mm	WF 10x/ 18 mm	WF 10x/ 18 mm
Oculari opzionali	12.5X/18 mm	12.5X/18 mm	12.5X/18 mm	12.5X/18 mm
Ajuste dioptrias	± 5 mm	± 7 mm con stop	± 7 mm con stop	± 5 mm con atop
Ajuste IPD	55 a 75 mm	48 a 78 mm	48 a 78 mm	55 a 75 mm
Fattori di ingrandimento	3	5	6	Convertible a 8
	0,6x - 1x - 1,6x	0,4x - 0,6x - 1x - 1,6x - 2,5x	0.3x, 0.5x, 0.8x 1.3x, 2.0x y 3.0x	0,4x - 2,5x
Intervallo di zoom	No	No	No	Si
Objetivo standar	250 mm	250 mm	NuVar 10	NuVar 10
Objetivos opcionales fijos	200mm, 300mm, 400mm	200mm, 300mm, 400mm	200mm, 300mm, 400mm	no
Objetivos opcionales Variables	NuVar 7 y Nuvar 10	NuVar 7 y Nuvar 10	Nuvar 20	NuVar 20
Wattios	27 W	27 W	50 W	50 W
Iluminacion LED	Si	Si	Si	Si
Cantidad de lúmenes (lux)	75.000	100.000	200.000	105.000
Iluminación colocada en	Cabezal	Cabezal	Brazo	Brazo
Fibra Óptica	No	No	Si	Si
Horas de funcionamiento	50.000	50.000	50.000	50.000
Filtros	Amarillo	Verde y naranja	Verde, naranja, azul y halo (simula luz halogena)	Verde, naranja y polarizado
Sistema ABA con frenos electromagneticos	No	No	Si	Si
Accesorios incluidos en el microscopio			Divisor doble de haz (DBS)	Divisor doble de haz (DBS) e Iris doble

Kit de documentacion recomendado para cada microscopio	Art. 6134166-002	Art. 6122534	Art. 6134167-002	Art. 6134167-002
	 Divisor doble haz inclinado DSLR o codo Camara Sony A6100 4K Cables HDMI y USB	 Divisor simple de haz Camara 4K Pedal Cables HDMI y USB	 DSLR o codo Camara Sony A6100 4K Cables HDMI y USB	 DSLR o codo Camara Sony A6100 4K Cables HDMI y USB

Accesorios comunes				
Plato de rotacion Art. 6134115-801 	Adaptador universal movil Art. 6134172-800 	Asistoscopio Art. 6134117 + 6122015-810 (cabezal) + 2 x 6122011 (oculares) 	Monitor Art. A612099-458 	Adaptador para laser dental Art. 6214054 

BENEFICIOS COMUNES

Pintura antibacteriana.

Barniz MaxLite en las ópticas, prismas, y espejos.

Óptica apocromática.

Protector del objetivo que mantiene limpia la óptica de las salpicaduras de pulverización y de otros residuos.

Con apagado automático de la luz.

5+ opciones de montaje del microscopio y intercambiable.

Conjunto de cubiertas para los mandos, aptas para el autoclave y respetuosos con el medio ambiente evitando crear más desperdicios.