

Información de producto: Filtros

Filtro para sistemas de aspiración



Filtro bacteriológico para el aire de salida para
VS 250 S, V/VSA 300 S, Variosuc y PTS 120

N.º de art. 7120-143-00
(con ángulo y accesorios)
7119100010 (filtro individual)



Filtro de bacteriológico para aire de salida para
V/VSA 600 - V/VSA 1200 S, V 2400, PTS 200
y sistemas de aspiración clínicos V 6000, V 9000,
V 12000, V 15000 y V 18000

N.º de art. 0705-991-50 (con accesorios)
0705-991-05 (filtro individual)

Por razones higiénicas, recomendamos instalar siempre un filtro bacteriológico en la tubería de salida de aire del sistema de aspiración.

Los filtros bacteriológicos del aire de salida fueron probados por la Università di Camerino con el test de virus PhiX174 para comprobar la eficacia del filtro y se confirmó una retención superior al 99,99 %. El test de virus PhiX174 tiene un tamaño de 25-30 nm.

Calidad del filtro HEPA-H13 según EN 1822-1:2009.

Filtro para sistemas de aire comprimido



Filtro bacteriológico
Para el secador de aire de los compresores
para la reducción de gérmenes en el aire
comprimido
N.º de art. 1640-981-00



Filtro bacteriológico
Para el secador de aire de los compresores
para la reducción de gérmenes en el aire
comprimido
N.º de art. 1650100172*


El filtro bacteriológico de Dürr Dental retiene el 99,99 % de las partículas mayor que 0,22 µm.

El filtro bacteriológico ha sido probado por la Università di Camerino con el test de virus PhiX174 en cuanto a la eficacia del filtro y ha confirmado una retención superior al 99,99 %. El test de virus PhiX174 tiene un tamaño de 25-30 nm.

Calidad del filtro HEPA-H13 según EN 1822-1:2009.

* Esta nueva referencia reemplaza el filtro bacteriológico con referencia 1640-981-00. Para pedidos del filtro bacteriológico con referencia 1650100172, hasta el 4º trimestre de 2020 se seguirá suministrando el filtro bacteriológico con referencia 1640-981-00.

Resumen de filtros para compresores

Compresores con sistema de secador de aire						
    						
Filtro de admisión para Compresores Silver Airline Filtro de admisión para Compresores Tornado Filtro sinterizado (Situado en la parte inferior del secador de membrana) Filtro fino Filtro esteril para secador de aire 1640-981-00						
0832-982-00 5180-982-00 1650-101-00 1610-121-00 1650100172						
Nuevo: Filtro bacteriológico para el secador de aire						
Compresor	Unidades	Unidades	Unidades	Unidades		
Primo	1x		1x	1x	o	1x
Duo	2x		1x	1x	o	1x
Trio	3x		1x	1x	o	1x
Quattro	4x		1x	1x	o	1x
Duo Tandem de 1 grupo	2x		1x	1x	o	1x
Duo Tandem de 2 grupos	4x		1x	1x	o	1x
Quattro Tandem de 1 grupos	4x		1x	1x	o	1x
Quattro Tandem de 2 grupos	8x		2x	2x	o	2x
Quattro P20	16x		4x	4x	o	4x
Tornado 1		1x	1x	1x	o	1x
Tornado 2/2+		1x	1x	1x	o	1x
Tornado 4		2x	1x	1x	o	1x
PTS 120		1x	1x	1x	o	1x
PTS 200 1 grupo	2x		1x	1x	o	1x
PTS 200 2 grupo	4x		1x	1x	o	1x