

	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	TDS_115bd
	FRESAS / BURS / BROCAS	12/11/2018
	BESTDENT	V. 01


FICHA TÉCNICA

FRESAS DIAMANTE BESTDENT		
REFERENCIAS	Ver anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Fresas dentales de uso odontológico. No estériles.	
COMPOSICIÓN	Las fresas de diamante están realizadas en acero inoxidable recubierto con diamante.	
ENVASE	Envase conteniendo 5 unidades	
FINALIDAD PREVISTA	Para aplicaciones dentales en clínicas dentales y hospitales por profesionales de la odontología.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	<p>Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales.</p> <p>El final de la vida útil de la fresa viene determinada por el desgaste y los daños durante el uso, y las fresas deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar.</p> <p>Esterilizar en autoclave o con calor seco.</p>	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	TDS_115bd
	FRESAS / BURS / BROCCAS	12/11/2018
	BESTDENT	V. 01


TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT DIAMOND BURS		
REFERENCES	See Annex 1	
MANUFACTURER	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
CLASSIFICATION	Medical Device class IIa, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.	
DESCRIPTION	Dental rotary instruments for use by dentists. Non sterile.	
COMPOSITION	Stainless steel coated with diamonds.	
PACKAGING	Package containing 5 pieces.	
INTENDED USE	Intended for laboratory and dental applications in dental clinics and hospitals by licensed dentist.	
STERILISATION	<p>All the instruments must be inspected, cleaned, and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for use with medical or dental instruments.</p> <p>The end of bur's life is determined by wear and damage in use and the burs should be inspected for defects during the preliminary cleaning process.</p> <p>Methods of sterilisation: autoclave or dry heat.</p>	
STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	

	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	TDS_115bd
	FRESAS / BURS / BROCAS	12/11/2018
	BESTDENT	V. 01


FICHA TÉCNICA

BROCAS DENTÁRIAS BESTDENT		
REFERÊNCIAS	Ver anexo 1	
FABRICANTE	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
CLASSIFICAÇÃO	Dispositivo Médico Classe IIa, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos	
DESCRIÇÃO	Brocas dentárias para uso odontológico. Não estéril.	
COMPOSIÇÃO	Feita de aço inoxidável revestido com diamante.	
EMBALAGEM	5 unidades	
FINALIDADE	Destinado a aplicações em laboratório e odontologia em clínicas odontológicas e hospitais por dentista licenciado.	
ESTERILIZAÇÃO	<p>Todos os instrumentos devem ser inspecionados, limpos e esterilizados antes de cada uso. Use detergentes e desinfetantes adequados para uso com instrumentos médicos ou odontológicos. O final da vida da broca é determinado pelo desgaste e danos em uso e as brocas devem ser inspecionadas quanto a defeitos durante o processo de limpeza preliminar.</p> <p>Métodos de esterilização: autoclave ou calor seco.</p>	
ALMAZENAMENTO E TRANSPORTE	<p>Armazenar em local fresco e seco.</p> <p>Manter afastado da luz solar. Proteger da humidade.</p>	

	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	TDS_115bd
	FRESAS / BURS / BROCAS	12/11/2018
	BESTDENT	V. 01

ANEXO 1

Ref.	Nombre / Name
60086	FRESA F.G. 801L-016 Diamante Bestdent, 5 u.
60087	FRESA F.G. 801-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60088	FRESA F.G. 801-018 Diamante Bestdent, 5 u.
60089	FRESA F.G. 801-016 Diamante Bestdent, 5 u.
60090	FRESA F.G. 830-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60091	FRESA F.G. 801-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60092	FRESA F.G. 368-023 Diamante Bestdent, 5 u.
60093	FRESA F.G. 830-010 Diamante Bestdent, 5 u.
60094	FRESA F.G. 801-010 Diamante Bestdent, 5 u.
60095	FRESA F.G. 879-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60096	FRESA F.G. 368-016 Diamante Bestdent, 5 u.
60097	FRESA F.G. 801-023 Diamante Bestdent, 5 u.
60098	FRESA F.G. 807-010 Diamante Bestdent, 5 u.
60099	FRESA F.G. 850-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60100	FRESA F.G. 807-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60101	FRESA F.G. 909-042 Diamante Bestdent, 5 u.
60102	FRESA F.G. 850-016 Diamante Bestdent, 5 u.
60103	FRESA F.G. 801-009 Diamante Bestdent, 5 u.
60104	FRESA F.G. 837-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60105	FRESA F.G. 879-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60106	FRESA F.G. 837-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60107	FRESA F.G. 805-016 Diamante Bestdent, 5 u.
60108	FRESA F.G. 859-010 Diamante Bestdent, 5 u.
60109	FRESA F.G. 859-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60110	FRESA F.G. 805-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60111	FRESA F.G. 835-010 Diamante Bestdent, 5 u.
60112	FRESA F.G. 806-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60113	FRESA F.G. 805-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60114	FRESA F.G. 848-016 Diamante Bestdent, 5 u.
60115	FRESA F.G. 835-008 Diamante Bestdent, 5 u.
60116	FRESA F.G. 835-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60117	FRESA F.G. 856-016 Diamante Bestdent, 5 u.
60118	FRESA F.G. 859-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60119	FRESA F.G. 806-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60120	FRESA F.G. 848-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60121	FRESA F.G. 805-010 Diamante Bestdent, 5 u.
60122	FRESA F.G. 379-023 Diamante Bestdent, 5 u.
60123	FRESA F.G. 878-012 Diamante Bestdent, 5 u.

	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	TDS_115bd
	FRESAS / BURS / BROCAS	12/11/2018
	BESTDENT	V. 01

60124	FRESA F.G. 878-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60125	FRESA F.G. 859-018 Diamante Bestdent, 5 u.
60126	FRESA F.G. 858-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60127	FRESA F.G. 837-010 Diamante Bestdent, 5 u.
60128	FRESA F.G. 877-010 Diamante Bestdent, 5 u.
60129	FRESA F.G. 847-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60130	FRESA F.G. 856-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60131	FRESA F.G. 802-016 Diamante Bestdent, 5 u.
60132	FRESA F.G. 858-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60133	FRESA F.G. 836-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60134	FRESA F.G. Corto 805-012S Diamante Bestdent
60135	FRESA F.G. 807-018 Diamante Bestdent, 5 u.
60136	FRESA F.G. 802-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60137	FRESA F.G. 835-009 Diamante Bestdent, 5 u.
60138	FRESA F.G. 850-012 Diamante Bestdent, 5 u.
78819	FRESAS F.G. Grueso 801L-016 Diamante Bestdent
78820	FRESAS F.G. Fino 859-010 Diamante Bestdent
78821	FRESAS F.G. Supergrueso 856-016 Diamante Bestdent
78823	FRESAS F.G. Supergrueso 850-016 Diamante Bestdent
78824	FRESAS F.G. EXTRA Fino 859-010 Diamante Bestdent
78825	FRESAS F.G. Supergrueso 855-025 Diamante Bestdent
78826	FRESAS F.G. Grueso 368-023 Diamante Bestdent
78827	FRESAS F.G. Fino 368-016 Diamante Bestdent
78828	FRESAS F.G. Fino 368-023 Diamante Bestdent
78829	FRESAS F.G. Fino 392-016 Diamante Bestdent
78830	FRESAS F.G. Grueso 801-016 Diamante Bestdent
78834	FRESAS F.G. Grueso 801-014 Diamante Bestdent