


FICHA TÉCNICA

LIMAS C N.06-15LIMAS MULTITAPER STAR MARCA: PROCLINIC EXPERT		
REFERENCIA	Ver anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO., LTD. Room 302, Nanshan Zhiyuan A4, No.1001 Xueyuan Avenue, Changyuan community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000 Guangdong, P.R. China	
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	Producto Sanitario clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	<p>Las LIMAS MULTITAPER STAR son limas rotatorias de NiTi con acabado dorado FlexCore Star, diseñadas para ofrecer alta flexibilidad, resistencia a fatiga y un control equilibrado durante la preparación de conductos radiculares.</p> <p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material y acabado: Fabricadas en NiTi (níquel-titanio) con acabado térmico dorado FlexCore Star, que mejora la flexibilidad y la resistencia a la fatiga cíclica. • Sección transversal: Triángulo convexo, optimizado para un balance entre capacidad de corte y control durante el tratamiento endodóntico. • Tipos de limas: El sistema incluye limas de conformación (SX, S1, S2) y limas de acabado (F1, F2, F3, F4 y F5), lo que permite una preparación eficiente y gradual de los conductos. La numeración "C N.06-15" indica un tamaño y conicidad específicos de la lima según estándares de endodoncia. • Movimiento: Están diseñadas para movimiento rotatorio continuo, lo que facilita un corte eficiente y controlado mientras se preserva la anatomía original del conducto. 	
COMPOSICIÓN	Parte activa: Acero inoxidable. Tope: Goma. Mango: Plástico.	
ENVASE	Envase que contiene 6 unidades.	
FINALIDAD PREVISTA	Indicado para casos estándar con curvaturas moderadas, proporcionando seguridad y preservación del tejido dentinario	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Los dispositivos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Desechar el producto si está dañado o disminuye su rendimiento.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

LIMAS C N.06-15LIMAS MULTITAPER STAR BRAND: PROCLINIC EXPERT		
REFERENCES	See Annex 1.	
MANUFACTURER	SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO., LTD. Room 302, Nanshan Zhiyuan A4, No.1001 Xueyuan Avenue, Changyuan community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000 Guangdong, P.R. China	
CLASSIFICATION	Medical device class IIa, according to Directive 93/42/EEC on medical devices.	
DESCRIPTION	<p>MULTITAPER STAR FILES are NiTi rotary files with a FlexCore Star gold finish, designed to offer high flexibility, fatigue resistance and balanced control during root canal preparation.</p> <p>Main features:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material and finish: Made of NiTi (nickel-titanium) with a FlexCore Star gold thermal finish, which improves flexibility and resistance to cyclic fatigue. • Cross-section: Convex triangle, optimised for a balance between cutting capacity and control during endodontic treatment. • File types: The system includes shaping files (SX, S1, S2) and finishing files (F1, F2, F3, F4 and F5), allowing for efficient and gradual canal preparation. The numbering 'C N.06-15' indicates a specific file size and taper according to endodontic standards. • Movement: They are designed for continuous rotary movement, facilitating efficient and controlled cutting while preserving the original anatomy of the canal. 	
COMPOSITION	Active part: Stainless steel. Stop: Rubber. Handle: Plastic.	
PACKAGING	Package containing 6 units.	
INTENDED USE	Suitable for standard cases with moderate curvatures, providing safety and preservation of dentinal tissue.	
CLEANING AND STERILIZATION	Devices should be examined, cleaned and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for medical or dental instruments. Discard the product if it is damaged or its performance decreases.	
STORAGE AND TRANSPORT	It does not require special storage and transportation conditions.	

ANEXO / ANNEX I

REFERENCIA/ REFERENCES	DESCRIPCIÓN/ DESCRIPTION
17804	LIMAS MULTITAPER STAR SX 19MM STAR SX 19MM MULTITAPER FILES
17805	LIMAS MULTITAPER STAR S1 21MM MULTITAPER STAR FILES S1 21MM
17806	LIMAS MULTITAPER STAR S1 25MM MULTITAPER STAR S1 25MM FILES
17807	LIMAS MULTITAPER STAR S1 31MM MULTITAPER STAR S1 31MM FILES
17808	LIMAS MULTITAPER STAR S2 21MM MULTITAPER STAR S2 21MM FILES
17809	LIMAS MULTITAPER STAR S2 25MM MULTITAPER STAR S2 25MM FILES
17810	LIMAS MULTITAPER STAR S2 31MM MULTITAPER STAR S2 31MM FILES
17811	LIMAS MULTITAPER STAR F1 21MM MULTITAPER STAR F1 21MM FILES
17812	LIMAS MULTITAPER STAR F1 25MM MULTITAPER STAR F1 25MM FILES
17813	LIMAS MULTITAPER STAR F1 31MM MULTITAPER STAR F1 31MM FILES
17814	LIMAS MULTITAPER STAR F2 21MM MULTITAPER STAR F2 21MM FILES
17815	LIMAS MULTITAPER STAR F2 25MM MULTITAPER STAR F2 25MM FILES
17816	LIMAS MULTITAPER STAR F2 31MM MULTITAPER STAR F2 31MM FILES
17817	LIMAS MULTITAPER STAR F3 21MM MULTITAPER STAR F3 21MM FILES
17818	LIMAS MULTITAPER STAR F3 25MM MULTITAPER STAR F3 25MM FILES
17819	LIMAS MULTITAPER STAR F3 31MM MULTITAPER STAR F3 31MM FILES
17820	LIMAS MULTITAPER STAR F4 21MM MULTITAPER STAR F4 21MM FILES
17821	LIMAS MULTITAPER STAR F4 25MM MULTITAPER STAR F4 25MM FILES
17822	LIMAS MULTITAPER STAR F4 31MM MULTITAPER STAR F4 31MM FILES
17823	LIMAS MULTITAPER STAR F5 21MM MULTITAPER STAR F5 21MM FILES
17824	LIMAS MULTITAPER STAR F5 25MM MULTITAPER STAR F5 25MM FILES
17825	LIMAS MULTITAPER STAR F5 31MM MULTITAPER STAR F5 31MM FILES
17826	LIMAS MULTITAPER STAR SURTIDO 21MM SX-F3 MULTITAPER STAR FILES ASSORTED 21MM SX-F3

17827	LIMAS MULTITAPER STAR SURTIDO 25MM SX-F3 MULTITAPER STAR FILES ASSORTED 25MM SX-F3
17828	LIMAS MULTITAPER STAR SURTIDO 31MM SX-F3 MULTITAPER STAR FILES ASSORTED 31MM SX-F3