

FICHA TÉCNICA

RESINA REBASE BLANDO CARTUCHO PROCLINIC EXPERT		
REFERENCIAS	41520: KIT. Cartucho 50 ml, adhesivo 5 ml, barniz 2 x 7 ml (base + catalizador), 7 puntas, 2 pipetas. 41521: Reposición cartucho 50 ml	
FABRICANTE / RESPONSABLE	DETAX GmbH & Co.KG Carl-Zeiss-Str. 4 D-76275 Ettlingen Germany	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa, conforme el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	<u>Características:</u> -Material de rebase permanente en cartuchos, de silicona a blanda y de curado frío. -La consistencia tixotrópica de Rebase Blando Proclinic Expert facilita la aplicación y se mantiene en su posición una vez aplicado. -Fragua rápidamente en boca sin producir calor. -Se adhiere firmemente a todo tipo de acrílicos. Biocompatible, sin olor ni sabor y con alta estabilidad dimensional y de color. <u>Indicaciones:</u> - Material de rebase blando para prótesis completas y parciales, provisionales o definitivas. - Mejora el soporte y la comodidad gracias a su consistencia blanda. - Indicado para ampliar los bordes de la prótesis. - Indicado en casos de atrofia, ulceraciones, inflamaciones y rebases postoperatorios.	
ESPECIFICACIONES	Rebase Blando en tubos Proclinic Expert* 30" 1:30" 5' 7' 5-10' 5' Mezcla Trabajo Tiempo en boca Fraguado* Tiempo entre que se retira de la boca del paciente y se pone el barniz Dejar secar el barniz - 1:30" 5' 6:30" 5-10' 5' Rebase Blando en cartuchos Proclinic Expert* *Tiempos para el rebase blando en tubos y en cartucho.	

COMPOSICIÓN	Contiene polidimetilsiloxano, parcialmente con grupos funcionales. Material de relleno y pigmento de color. Catalizador adicional: complejo orgánico de platino.
PRESENTACIÓN	1 cartucho de 50 ml + adhesivo de 5 ml + 2 botes de 7 ml de barniz (A+B) + 7 puntas mezcladoras + 2 pipetas.
VIDA ÚTIL	3 años
FINALIDAD	Material de rebase blando para prótesis completas y parciales, provisionales o definitivas.
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Proteger de la luz solar, almacenar a temperaturas de 15 y 25 °C.  

TECHNICAL DATA SHEET

RESIN REBASE SOFT CARTRIDGE PROCLINIC EXPERT			
REFERENCES	41520: KIT. 50 ml cartridge, 5 ml adhesive, 2 x 7 ml varnish (base + catalyst), 7 tips, 2 pipettes. 41521: 50 ml cartridge replacement.		
MANUFACTURER	DETAX GmbH & Co.KG Carl-Zeiss-Str. 4 D-76275 Ettlingen Germany		
CLASSIFICATION OF THE PRODUCT	Class IIa Medical Device, in accordance with Regulation (EU) 2017/745.		
DESCRIPTION	<u>Characteristics:</u> -Cold cure soft silicone A silicone permanent relining material in cartridges. -The thixotropic consistency of Rebase Blando Proclinic Expert makes application easy and stays in position once applied. -Sets quickly in the mouth without producing heat. Sticks firmly to all types of acrylics. Biocompatible, odorless and tasteless and with high dimensional and color stability. <u>Indications:</u> - Soft relining material for complete and partial dentures, provisional or definitive. - Improves support and comfort due to its soft consistency. - Indicated for enlarging the prosthesis edges. - Indicated in cases of atrophy, ulcerations, inflammations and postoperative relining.		
SPECIFICACIONS	Rebase Blando en tubos Proclinic Expert* 30" Mezcla - 1:30" Trabajo 1:30" 5' Tiempo en boca 5' 7" Fraguado* 6:30" 5-10' Tiempo entre que se retira de la boca del paciente y se pone el barniz 5-10' 5' Dejar secar el barniz 5' Rebase Blando en cartuchos Proclinic Expert* * Tiempos para el rebase blando en tubos y en cartucho.		

COMPOSITION	Contains polydimethylsiloxane, partially with functional groups. Filler material and color pigment. Additional catalyst: organic platinum complex.
PACKAGING	1 cartridge of 50 ml + adhesive of 5 ml + 2 bottles of 7 ml of varnish (A+B) + 7 mixing tips + 2 pipettes.
SHELF LIFE	3 years
INTENDED USE	Soft relining material for full and partial dentures, provisional or definitive.
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Protect from sunlight, store at temperatures between 15 and 25 °C. 15°C 59°F  25°C 77°F 