



## FICHA TÉCNICA

<b>INDICADOR QUÍMIC VAPOR CLASE 4 PROC 250u</b>  <b>MARCA: PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	79957	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	E.C.S. S.r.l Via Como,7123883 Brivio (LC), Italy +39 0341 681602 info@ecssrl.com – www.ecssrl.com	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Producto no sanitario	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Es un indicador químico para la esterilización por vapor fabricado en cartón plástico.</p> <p>Impreso con un indicador de proceso para ciclos de vapor, recubierto con una película de plástico, reacciona a la temperatura, el vapor de agua y la presión durante un periodo de tiempo establecido por la legislación vigente.</p> <p>El indicador proporcionará una prueba clara de la exposición al ciclo de esterilización con vapor saturado al cambiar de azul a negro tras 121 °F/15 min y 134 °F/5,3 min.</p>	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los indicadores están totalmente plastificados para evitar la migración de la tinta al producto y mantener inalterada la respuesta obtenida a lo largo del tiempo. Altamente fiables y fáciles de usar.</li> <li>• Reactivo químico no tóxico.</li> <li>• TIPO 4</li> </ul>	
<b>PRESENTACIÓN</b>	1 caja con 250 unidades dobles.	
<b>VIDA ÚTIL</b>	36 meses desde su fecha de fabricación	
<b>FINALIDAD</b>	Indicador esterilización por vapor tipo 4.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	<p>Mantener alejado de la humedad: almacenar en ambientes frescos y ventilados.</p> <p>Mantener alejado de los rayos solares o fuentes de luz directa.</p> <p>Utilizar el material en el orden de llegada.</p> <p>Manipular con cuidado.</p>	

## TECHNICAL DATA SHEET

<b>CHEMICAL INDICATOR, CLASS 4, PROC 250u</b>  <b>BRAND: PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCES</b>	79957	
<b>MANUFACTURER/ RESPONSIBLE</b>	E.C.S. S.r.l Via Como,7123883 Brivio (LC), Italy +39 0341 681602 info@ecssrl.com – www.ecssrl.com	
<b>CLASSIFICATION</b>	Non-medical product	
<b>DESCRIPTION</b>	<p>Is a chemical indicator for steam sterilization in plastic board.  Printed with process indicator for steam cycles, covered with plastic film,  reagent at temperature, water vapour and pressure over a period of time  set by current legislation.</p> <p>The indicator will give clear evidence of exposure to saturated steam  sterilization cycle by turning from blue to black after 121 °F/15 min and  134 °F/5.3 min.</p>	
<b>SPECIFICACIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The indicators are completely plasticized in order to avoid ink migration on the product and keep the response obtained unchanged over time. Highly reliable and easy to use.</li> <li>• Chemical reagent non-toxic.</li> <li>• TYPE 4</li> </ul>	
<b>PACKAGING</b>	1 box containing 250 double packs .	
<b>SHELF LIFE</b>	36 months from the date of manufacture	
<b>INTENDED USE</b>	Type 4 steam sterilisation indicator.	
<b>STORAGE AND TRANSPORT</b>	<p>Keep away from moisture: store in a cool, well-ventilated place.  Keep away from sunlight or direct light sources.  Use the material on a first-in, first-out basis.  Handle with care.</p>	