

FICHA TÉCNICA

ELEVADOR RAICES HEIDBRINK		
REFERENCIAS	9123	
FABRICANTE / RESPONSABLE	HU-FRIEDY MFG. CO., LLC 3232 N. Rockwell St. Chicago, IL 60618 - USA	
CLASIFICACIÓN	Producto sanitario Clase I, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Instrumentos delicados para eliminar los extremos de las raíces que se encuentran en áreas con difícil acceso. <u>Características:</u> • Desinfectable con desinfectantes químicos. • Resistente a la corrosión. • Esterilizable en autoclave.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable de alta calidad.	
ENVASE	Contenido una unidad.	
INSTRUCCIONES DE SEGURO	Los dispositivos son reutilizables, y es necesario limpiarlos y esterilizarlos antes de cada uso. Si hay alguna indicación de óxido, el instrumento no debe usarse.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACION	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de los instrumentos viene determinado por el desgaste y los daños durante el uso, y los instrumentos deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar.	
FINALIDAD PREVISTA	Instrumento preciso para la eliminación de restos radiculares en las zonas de difícil acceso.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.