








FICHA TÉCNICA







RETRACTORES DE MEJILLAS Y LABIOS PROCLINIC		
REFERENCIAS	Ver Anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	SAGA DENTAL SUPPLY AS Øvre Langelandsvn.19 2213 Kongsvinger - Norway Tel: +4762814898	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745	
DESCRIPCIÓN	Los retractores de mejillas y labios son artículos de uso odontológico que se utilizan para mantener abierta la boca y proporcionar una buena visión de los dientes. No estériles. Autoclavables.	
COMPOSICIÓN	Retractor de labios: polietileno. Retractor de mejillas: policarbonato, polipropileno y polietileno.	
EMBALAJE	Envases conteniendo 1 o 2 unidades.	
VIDA ÚTIL	Debido a las características del producto, no tiene definida una vida útil. Se recomienda interrumpir el uso cuando exista un desgaste debido al uso o el producto no esté actuando correctamente.	
FINALIDAD PREVISTA	Utilizados para desplazar los tejidos blandos para mejorar la visión y el acceso a la boca, y permitir protección durante procedimientos odontológicos.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Solamente para uso profesional dental. Producto reutilizable. Necesitan esterilizarse antes de su uso.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	







TECHNICAL DATA SHEET







PROCLINIC CHEEK AND LIPS RETRACTORS		
REFERENCES	See Annex 1	
MANUFACTURER	SAGA DENTAL SUPPLY AS Øvre Langelandsvn.19 2213 Kongsvinger - Norway Tel: +4762814898	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745	
DESCRIPTION	Cheek and lips retractors are hand-held dental devices used to open the mouth and provide good eyesight of the teeth. Non sterile. Reusable. Autoclavable.	
COMPOSITION	Lips retractors: polyethylene. Cheek retractors: polycarbonate, polypropylene and polyethylene.	
PACKAGING	Packages with 1 or 2 units.	
SHELF LIFE	Due to the characteristics of the devices, they do not have a defined shelf-life. It is recommended to discontinue use when there is wear due to use or the device is not working correctly.	
INTENDED USE	Intended to allow a dental professional to retract the lips/cheeks of a patient during an orthodontic or restorative dental procedure for easy access to the field of operation.	
SAFETY INFORMATION	For professional dental application only. Reusable. Non sterile devices that need to be sterilized before use.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	




ANEXO 1 / ANNEX 1

REF	Nombre / Name
L1890	Proclinic Combee lips photo retractor, large / Retractor labios foto combinado grande Proclinic 
L1891	Proclinic photo occlusal retractor, medium / Retractor foto oclusal mediano Proclinic 
L1892	Proclinic photo occlusal retractor, small / Retractor foto oclusal pequeño Proclinic 
L1893	Proclinic cheeks retractor, medium / Separador de mejillas mediano Proclinic 
L1894	Proclinic lip ring, large / Anillo labial grande Proclinic 
L1895	Proclinic lip photo retractor, large / Retractor labios foto grande Proclinic

	
L1896	<p>Proclinic lip photo retractor, medium / Retractor labios foto mediano Proclinic</p> 
L1897	<p>Proclinic lip photo retractor, small / Retractor labios foto pequeño Proclinic</p> 
L1898	<p>Proclinic occlusal fork retractor, small / Retractor oclusal tenedor pequeño Proclinic</p> 
L1899	<p>Proclinic double occlusal retractor, short / Retractor oclusal doble corto Proclinic</p> 
L1900	<p>Proclinic cheeks retractor, small / Separador de mejillas pequeño Proclinic</p> 

L1901	<p>Proclinic double occlusal retractor, long / Retractor oclusal doble largo Proclinic</p> 
L1902	<p>Proclinic cheeks retractor with tongue depressor, large / Separador de mejilla con depresor lingual grande Proclinic</p> 
L1903	<p>Proclinic cheeks retractor with tongue depressor, small / Separador de mejilla con depresor lingual pequeño Proclinic</p> 
L1904	<p>Proclinic single-sided retractor, large / Retractor grande de un extremo Proclinic</p> 
L1905	<p>Proclinic single-sided retractor, small / Retractor pequeño de un extremo Proclinic</p> 
L1906	<p>Proclinic lip ring, small, 1 u. / Anillo labial pequeño Proclinic</p> 

L1907	<p>Proclinic occlusal fork retractor, large / Retractor oclusal tenedor grande Proclinic</p> 
L1908	<p>Proclinic medium occlusal retractor, medium, short handle / Retractor oclusal mediano, mango corto Proclinic</p> 
L1914	<p>Proclinic lips retractor with handles / Retractor de labios con asas Proclinic</p> 
L1918	<p>Proclinic small occlusal retractor, short handle / Retractor oclusal pequeño mango corto Proclinic</p> 
L1919	<p>Proclinic cheeks retractor / Retractor de mejillas Proclinic</p> 
L940	<p>Proclinic lip photo retractor / Retractor labios foto Proclinic</p> 

L941	Proclinic medium opaque occlusal retractor/ Retractor oclusal foto opaco mediano Proclinic 
L942	Small opaque occlusal retractor Proclinic/ Retractor oclusal foto opaco pequeño Proclinic 
L943	Large black photo lip retractor Proclinic / Retractor labios foto negro grande Proclinic 
L944	Combined lip retractor with small blue handles Proclinic/ Retractor labios combinado asas pequeño azul Proclinic 