


## FICHA TÉCNICA

TORNILLO RETENCIÓN CLÍNICA		
REFERENCIAS	Ver Anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	<b>AVENIR SRL</b> <b>Via del salice 21</b> <b>47822 Santarcangelo di Romagna (RN)</b>	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIB, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	TORNILLO RETENCIÓN CLÍNICA	
COMPOSICIÓN	TIT.GR.5 ELI	
FINALIDAD PREVISTA	sirve para crear solidaridad entre el pilar y el implante	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Esterilizar en calor húmedo a 134 °C durante 5 minutos (2 atm)	
MSDS	No aplicable por no estar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006	

**ANEXO 1 / ANNEX 1**

COD. AVENIR	REF.AVENIR	DESCRIPCIÓN
11TRL	ICATRVP20	TORNILLO RETENCIÓN CLÍNICA M12 M2,0 P38
11TRQ	ICPCVP16	TORNILLO RETENCIÓN CLÍNICA M12 M1,6 P28
12TR20	ICOCTVP20	TORNILLO RETENCIÓN M8
12TRSYN	ICOCTSVP20	TORNILLO RETENCIÓN SYN M8
1ETR	EPCVPMO20	TORNILLO CLINICA HEX.EXT. P4,1 P5 M2.0
1ETRPA33	IIPCVPA18	TORNILLO RET PIL ANG HEX. EXT. P3,3 M1,8
1ETRPA41	IIPCVPA20	TORNILLO RET TRANS ANG HEX. EXT. M2.0
1IETR	IIPCVPMO18	TORNILLO CLINICA EXT. P3,3 INT P3,5 M1.8
MU1TRM	ICPCAVPMC14	TORNILLO RETENTIVO TORRETAS M12 MAGENTA
MU1TRPAL	ICPCAVPA20	TORNILLO RET. PILAR TRANS. ANG. M12 P38
MUIETR14	EETIVPM14	TORNILLO RETENCION TRANSEPITELIAL EXTINT
MUITRA	IISVVP18	TORNILLO TRANS ANG. HEX. INT. M1.8