



Para cubrir su necesidad de perfección

...todo en algodón

## roeko

- Estándar de fabricación elevado y fiable, centrado en la calidad y totalmente automatizado
- Materias primas farmacéuticas de calidad, con comprobación de pureza, fibras extrañas, absorción y residuos surfactantes
- Versátiles y bien pensados – adaptados a las necesidades del odontólogo

**Productos de algodón de fabricación alemana**

**ROEKO** – un nombre – larga experiencia – amplios conocimientos técnicos – máxima atención a la calidad

Haciendo cálculos, el resultado es que la calidad de los productos de algodón sale a cuenta.

El elevado y fiable estándar de fabricación de los productos de algodón de ROEKO contribuye a reducir el

consumo, trabajar sin problemas y, por tanto, obtener unos resultados perfectos.



### LUNA GOLD

#### **Vea y sienta la diferencia**

LUNA GOLD viene envuelto en una malla suave con la piel, el rollo se puede retirar sin necesidad de mojarlo. De esta forma se evita la reacción de las mucosas y se ahorra tiempo. La tira dorada diferencia claramente a LUNA GOLD de los rollos dentales convencionales.

#### **Para el uso regular, recomendamos**

**LUNA** – absorción duradera y excepcional estabilidad dimensional

**COTTON-ROLL** – especialmente suave con absorción rápida.

Los rollos dentales ROEKO están blanqueados sin cloro.

### ROLL-O-MAT

El sistema es simple, a la vez que ingenioso: una ligera presión sobre la tapa basta para dispensar un solo rollo, que se queda asegurado en la punta del dispensador. El ROLL-O-MAT está disponible como dispensador en plástico o en una versión de acero inoxidable.




### LUNA FOR KIDS

#### **Especialmente diseñados para los pacientes más pequeños**

Los rollos dentales LUNA FOR KIDS son particularmente cortos, aunque dimensionalmente estables, como sus homólogos Luna de mayor tamaño. Gracias a su tamaño, queda mucho espacio para trabajar, incluso en las bocas más pequeñas. Los rollos dentales ROEKO están blanqueados sin cloro.

### LUNAMAT

El LUNAMAT está equipado con un cajón que dispensa 2-3 rollos de algodón al tirar.



### PAROTISROLL

#### **Rollo de algodón multifunción con acción de resorte**

La barra de resorte del interior del rollo de algodón garantiza la acción de resorte y permite la autofijación del PAROTISROLL. En su uso bucal, lingual o labial, mantiene la boca abierta, aprieta la lengua hacia abajo y retrae los labios. Cuando se coloca adecuadamente, el rollo reduce el flujo de la saliva por la presión sobre la glándula parótida.

### PAROTISROLL ANATOMIC

De la Dra. Hannelore Oberschachtsiek PAROTISROLL anatomic es el Parotisroll con los extremos aplanados. Los extremos aplanados facilitan la colocación del rollo de algodón y reducen la sensación de cuerpo extraño en la boca.

### PAROTIMAT

Para dispensar cómodamente por unidades y conservar higiénicamente 50 PAROTISROLLS.



### DISPENSADORES DE ROLLOS DE ALGODÓN

Los dispensadores de rollos dentales ROEKO mantienen los rollos de algodón a mano durante el tratamiento, a la vez que los protegen higiénicamente de las salpicaduras y el polvo.



## PELETS DE ALGODÓN

### Forma y tamaño uniformes

La fabricación totalmente automatizada de los pellets de algodón ROEKO garantiza que su forma y su tamaño sean uniformes y, por tanto, fiables. Son la ayuda ideal para secar cavidades o aplicar fármacos.

#000	#00	#0	#1	#2
○	○	○	○	○
Ø 3 mm	Ø 4 mm	Ø 4,8 mm	Ø 6,3 mm	Ø 7,6 mm

## SOLOMAT

### El dispensador elegante

En este dispensador de acero inoxidable, los pellets de algodón se cargan mediante un resorte en la superficie de dispensio. La superficie resistente a los arañazos y la abrasión evita que se adhieran las bacterias y es fácil de limpiar y desinfectar.



## SOLOMAT-N

### Para el dispensio individual de pellets de algodón o pellets de espuma

Dispensador de plástico autoclavable con sistema de relleno. Los pellets de algodón se mueven manualmente a la superficie de dispensio.



## COMPRECAP

Las tapas de compresión COMPRECAP son una ayuda sencilla e inteligente para preparar la toma de impresión. Detienen el sangrado por compresión y secan los muñones dentales.

## COMPRECAP ANATOMIC

COMPRECAP ANATOMIC se adapta a la perfección a la anatomía del arco dental mediante cortes semicirculares.

## SOLOMAT-CLICK

### El sistema dispensador inteligente

SOLOMAT-CLICK consta de una rejilla dispensadora, cubierta y recambio. Estas tres piezas se encajan al comprar un nuevo recambio. La base de acero inoxidable se encarga de la estabilidad necesaria del dispensador.



## DISPENSADOR DE PELETS DE ALGODÓN


Los dispensadores de pellets de algodón ROEKO mantienen los pellets de algodón a mano durante el tratamiento, a la vez que los protegen higiénicamente de las salpicaduras y el polvo. Una base firme y una tapa bien diseñada permiten dispensar los pellets de algodón con solo una mano. A diferencia de las zonas de dispensio con estructura de rejilla, las barras redondeadas de la zona de dispensio evitan que los pellets se aplasten al sacarlos.

## Información para pedido

	Contenido	REF	
<b>LUNA</b>	300 g	# 1 100 001	
		# 2 100 002	
		# 3 100 003	
		# 4 100 004	
	500 uds.*	# 1 105 001	
		# 2 105 002	
		# 3 105 003	
	1000 uds.*	# 1 104 001	
		# 2 104 002	
		# 3 104 003	
	<b>LUNA FOR KIDS</b>	200 uds. # 2	100 032
	<b>LUNA GOLD</b>	300 g	# 1 109 121
# 2 109 122			
# 3 109 123			
1000 uds.*		# 1 109 101	
		# 2 109 102	
		# 3 109 103	
<b>COTTON-ROLL</b>	1000 uds.*	# 1 104 011	
		# 2 104 012	
		# 3 104 013	
<b>ROLL-O-MAT</b> plastic, blanco 134 × 100 × 48 mm	1 ud.	120 004	
		120 005	
<b>acero cromo-níquel</b> 134 × 100 × 43,5 mm (se puede utilizar con rollos de algodón de tamaño 1-3), longitud estándar (36 - 40 mm). No adecuado para LUNA FOR KIDS.			
<b>LUNAMAT</b> plastic, blanco 52 × 106 × 100 mm (se puede utilizar con rollos de algodón de tamaño 1-4), longitud estándar (36 - 40 mm) y con LUNA FOR KIDS.	1 ud.	120 000	

\* Solo para exportación

© 2016 Coltene/Whaledent AG - www.coltene.com



			Contenido	REF
<b>PAROTISROLL</b>	ø	L	100 uds.	# 1 9 mm 80 mm 160 001
				# 2 10 mm 80 mm 160 002
				# 3 10 mm 100 mm 160 003
				# 5 8 mm 100 mm 160 005
				anatomic 10 mm 100 mm 50 uds. 160 013
<b>PAROTIMAT</b> 112 × 103 × 82 mm			1 ud.	162 100
<b>PELLETS DE ALGODÓN</b>	ø			# 000 1.5 g 210 000
				# 00 4.0 g 210 100
				# 0 4.0 g 210 110
				# 1 10.0 g 210 111
				# 2 10.0 g 210 112
<b>SOLOMAT<sup>1</sup></b> acero inoxidable 72 × 53 × 50 mm			1 ud.	# 000 6001 9711
				# 00 6001 9712
				# 0 6001 9713
				# 1 6001 9714
				# 2 6001 9715
<b>SOLOMAT-CLICK<sup>2</sup></b> plástico 43 × 50 × 41 mm			1 ud.	# 000 224 000
				# 00 224 100
				# 0 224 110
				# 1 224 111
<b>REPOSICIONES</b>			3 uds.	# 000 214 000
				# 00 214 100
				# 0 214 110
				# 1 214 111
<b>SOLOMAT-N<sup>2</sup></b> plástico 75 × 43 × 52 mm			1 ud.	# 000 223 000
				# 00 223 100
				# 0 223 110
				# 1 223 111
				# 2 223 112
<b>REPOSICIONES</b>			6 uds.	# 000 213 000
				# 00 213 100
				# 0 213 110
				# 1 213 111
				# 2 213 112
<b>COMPRECAP</b>				# 1 120 uds. 530 008
				# 1 600 uds. 531 008
				# 3 120 uds. 530 010
				# 3 600 uds. 531 010
				# 5 60 uds. 530 014
				# 5 400 uds. 531 014
				Set (#1/3/5) 120 uds. 530 000
<b>COMPRECAP ANATOMIC</b>				# 1 120 uds. 531 201
				# 3 120 uds. 531 203
				# 5 60 uds. 531 205
				Set (#1/3/5) 120 uds. 531 299

<sup>1)</sup> El dispensador se suministra sin pellets de algodón

<sup>2)</sup> El dispensador se suministra con pellets de algodón

**Coltene Iberia S.L.U.**  
c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A  
28220 Majadahonda, Madrid / Spain  
T +34 91 63 86 492  
F +34 91 63 86 279  
info.es@coltene.com

**Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG**  
Raiffeisenstraße 30  
89129 Langenau / Germany  
T +49 7345 805 0  
F +49 7345 805 201  
info.de@coltene.com

**Coltene/Whaledent Inc.**  
235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA  
T +1 330 916 8800  
F +1 330 916 7077  
info.us@coltene.com

 **COLTENE**