

FICHA TÉCNICA



PUNTAS DE MEZCLA PROCLINIC				
REFERENCIA	0113: Punta mezcla amarilla 1:1 78649: Punta mezcla rosa 1:1 78566: Punta mezcla marrón			
FABRICANTE / RESPONSABLE	Kunshan NSJ Medical Equipment Co., Ltd. No. 558 Lidu Rd., Qiandeng Town, Kunshan City, Jiangsu Province, China Tel : 02169781175 Fax: 02169781176 SRN: CN-MF-000030481			
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745.			
DESCRIPCIÓN	0113: Puntas de mezcla de color amarillo para mezclas 1:1 78649: Puntas de mezcla de color rosa para mezclas 1:1 78566: Puntas de mezcla de color rosa para mezclas			
ESPECIFICACIONES		0113	78649	78566
	Color y ratio Longitud total Diámetro cabezal	Amarillo, 1:1 70 mm 4,2mm	Rosa, 1:1 82,25 mm 5,15 mm	Marrón 33,40 mm 11,80 mm
COMPOSICIÓN	Tubo: Polipropileno Cabezal: Polioximetileno (POM)			
EMBALAJE	Envase conteniendo 48 unidades (ref. 0113) y 50 unidades (ref.78649 78566)			
VIDA ÚTIL	5 años desde la fecha de fabricación.			
FINALIDAD PREVISTA	Uso profesional dental. Se utiliza como puntas en tratamientos odontológicos para mezclar diferentes materiales de impresión dental, para el recubrimiento de prótesis duras, de rebase suave permanente, de registro de mordida.			
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.			

TECHNICAL DATA SHEET



PROCLINIC YELLOW MIXING TIPS 1:1   				
REFERENCE	0113: Yellow mixing oral tips, 1:1 78649: Pink mixing oral tips, 1:1 78566: Brown mixing oral tips			
MANUFACTURER	Kunshan NSJ Medical Equipment Co., Ltd. No. 558 Lidu Rd., Qiandeng Town, Kunshan City, Jiangsu Province, China Tel : 02169781175 Fax: 02169781176 SRN: CN-MF-000030481			
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745.			
DESCRIPTION	0113: Yellow mixing oral tips 78649: Pink mixing oral tips 78566: Brown mixing oral tips			
SPECIFICATIONS		0113	78649	78566
	Color & Ratio	Yellow, 1:1	Pink, 1:1	Brown
	Total length	70 mm	82.25 mm	33.40 mm
	Outlet Size	4.2 mm	5.15 mm	11.80 mm
COMPOSITION	Tube: Polypropylene Element: Polyoxymethylene (POM)			
PACKAGING	Package containing 48 pieces (ref. 0113) and 50 pieces (ref. 78649 and 78566)			
SHELF LIFE	5 years from the date of manufacture			
INTENDED USE	For professional dental use. For mixing various Regular/Heavy-body dental impression materials, direct hard relining materials, permanent soft A-silicone relining materials, bite registration materials.			
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store at room temperature, in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.			