



**FICHA TÉCNICA**

<b>ALGINATO EXTRA FAST SET PROCLINIC</b>																																															
<b>REFERENCIAS</b>	<b>01592:</b> Alginato Extra Fast Set Proclinic																																														
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>ZHERMACK S.p.A</b> via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy																																														
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase IIa, según el Reglamento (UE) 2017/745.																																														
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Aroma a menta de color rosado, Extra Fast set, alginato de alta precisión para impresiones dentales. Alginato de mezcla simple y sin burbujas con un delicioso aroma a menta.																																														
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Características principales: <table border="1" data-bbox="620 920 1375 1433"> <thead> <tr> <th>Característica del Producto</th> <th>Unidad</th> <th>Especificación (**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tiempo de mezclado</td> <td>seg</td> <td>30 (Mezcla manual)</td> </tr> <tr> <td>Tiempo de fraguado a 23°C</td> <td>seg</td> <td>105 - 155</td> </tr> <tr> <td>Material mezclado</td> <td></td> <td>Homogéneo y libre de cuerpos extraños</td> </tr> <tr> <td>Aspecto visual</td> <td></td> <td>Homogéneo y libre de cuerpos extraños</td> </tr> <tr> <td>Color del polvo</td> <td></td> <td>Rosa</td> </tr> <tr> <td>Sabor</td> <td></td> <td>Menta</td> </tr> <tr> <td>Tiempo de trabajo</td> <td>seg</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Tiempo inicial de fraguado</td> <td>seg</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Tiempo en boca</td> <td>seg</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Recuperación elástica</td> <td>%</td> <td>≥ 95</td> </tr> <tr> <td>Deformación por compresión</td> <td>%</td> <td>5,0 - 20,0</td> </tr> <tr> <td>Resistencia al desgarro</td> <td>N/mm</td> <td>≥ 0,38</td> </tr> <tr> <td>Reproducción de detalles antes y después de la desinfección</td> <td>µm</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Compatibilidad con yeso</td> <td>µm</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Libre de polvo.  <b>Nota:</b> No incluye medidores.</p>		Característica del Producto	Unidad	Especificación (**)	Tiempo de mezclado	seg	30 (Mezcla manual)	Tiempo de fraguado a 23°C	seg	105 - 155	Material mezclado		Homogéneo y libre de cuerpos extraños	Aspecto visual		Homogéneo y libre de cuerpos extraños	Color del polvo		Rosa	Sabor		Menta	Tiempo de trabajo	seg	65	Tiempo inicial de fraguado	seg	100	Tiempo en boca	seg	45	Recuperación elástica	%	≥ 95	Deformación por compresión	%	5,0 - 20,0	Resistencia al desgarro	N/mm	≥ 0,38	Reproducción de detalles antes y después de la desinfección	µm	50	Compatibilidad con yeso	µm	50
Característica del Producto	Unidad	Especificación (**)																																													
Tiempo de mezclado	seg	30 (Mezcla manual)																																													
Tiempo de fraguado a 23°C	seg	105 - 155																																													
Material mezclado		Homogéneo y libre de cuerpos extraños																																													
Aspecto visual		Homogéneo y libre de cuerpos extraños																																													
Color del polvo		Rosa																																													
Sabor		Menta																																													
Tiempo de trabajo	seg	65																																													
Tiempo inicial de fraguado	seg	100																																													
Tiempo en boca	seg	45																																													
Recuperación elástica	%	≥ 95																																													
Deformación por compresión	%	5,0 - 20,0																																													
Resistencia al desgarro	N/mm	≥ 0,38																																													
Reproducción de detalles antes y después de la desinfección	µm	50																																													
Compatibilidad con yeso	µm	50																																													
<b>COMPOSICIÓN</b>	Polvo que contiene alginato y otras sales.																																														
<b>PRESENTACIÓN</b>	Envase con 453 g.																																														
<b>FINALIDAD</b>	Para uso por profesionales dentales para obtener impresiones dentales.																																														
<b>VIDA ÚTIL</b>	4 años.																																														
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	Ver instrucciones en el producto.																																														
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.																																														

## FICHA TÉCNICA

<b>PROCLINIC ALGINATE EXTRA FAST SET</b>																																															
<b>REFERENCES</b>	<b>01592:</b> Proclinic Alginate Extra Fast Set.																																														
<b>MANUFACTURER</b>	<b>ZHERMACK S.p.A</b> via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy																																														
<b>CLASSIFICATION</b>	Class IIa Medical Device, according to Regulation (EU) 2017/745.																																														
<b>DESCRIPTION</b>	Pink mint fragrance, Extra Fast Set, high-precision alginate for dental impressions. Simple, bubble-free alginate mixture with a delightful mint aroma.																																														
<b>SPECIFICATIONS</b>	Main features: <table border="1" data-bbox="632 943 1361 1429"> <thead> <tr> <th>Product Characteristic</th> <th>Unit</th> <th>Specification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mixing time</td> <td>sec</td> <td>30 (Hand mixing)</td> </tr> <tr> <td>Setting Time @ 23°C</td> <td>sec</td> <td>105 - 155</td> </tr> <tr> <td>Mixed Material</td> <td></td> <td>Homogeneous and free of extraneous</td> </tr> <tr> <td>Visual Aspect</td> <td></td> <td>Homogeneous and free of extraneous</td> </tr> <tr> <td>Colour Powder</td> <td></td> <td>Pink</td> </tr> <tr> <td>Flavour</td> <td></td> <td>Mint</td> </tr> <tr> <td>Working time</td> <td>sec</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Initial setting time</td> <td>sec</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Time in Mouth</td> <td>sec</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Elastic recovery</td> <td>%</td> <td>≥ 95</td> </tr> <tr> <td>Strain- in- compression</td> <td>%</td> <td>5.0 - 20.0</td> </tr> <tr> <td>Tear Strength</td> <td>N/m</td> <td>≥ 0.38</td> </tr> <tr> <td>Detail Reproduction before and after disinfection</td> <td>µm</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Compatibility with Gypsum</td> <td>µm</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dust free material.  <b>Note:</b> Does not include measuring tools</p>		Product Characteristic	Unit	Specification	Mixing time	sec	30 (Hand mixing)	Setting Time @ 23°C	sec	105 - 155	Mixed Material		Homogeneous and free of extraneous	Visual Aspect		Homogeneous and free of extraneous	Colour Powder		Pink	Flavour		Mint	Working time	sec	65	Initial setting time	sec	100	Time in Mouth	sec	45	Elastic recovery	%	≥ 95	Strain- in- compression	%	5.0 - 20.0	Tear Strength	N/m	≥ 0.38	Detail Reproduction before and after disinfection	µm	50	Compatibility with Gypsum	µm	50
Product Characteristic	Unit	Specification																																													
Mixing time	sec	30 (Hand mixing)																																													
Setting Time @ 23°C	sec	105 - 155																																													
Mixed Material		Homogeneous and free of extraneous																																													
Visual Aspect		Homogeneous and free of extraneous																																													
Colour Powder		Pink																																													
Flavour		Mint																																													
Working time	sec	65																																													
Initial setting time	sec	100																																													
Time in Mouth	sec	45																																													
Elastic recovery	%	≥ 95																																													
Strain- in- compression	%	5.0 - 20.0																																													
Tear Strength	N/m	≥ 0.38																																													
Detail Reproduction before and after disinfection	µm	50																																													
Compatibility with Gypsum	µm	50																																													
<b>COMPOSITION</b>	Powder containing salts of alginic acid.																																														
<b>PACKAGING</b>	Package with 453 g.																																														
<b>INTENDED USE</b>	Used by dental professionals for making dental impressions.																																														
<b>SHELF LIFE</b>	4 years.																																														
<b>INSTRUCTIONS FOR USE</b>	See instructions on the product.																																														
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.																																														