




## FICHA TÉCNICA

<b>ALGINATO CROMATICO FAST SET PROCLINIC</b>																																						
<b>REFERENCIA</b>	0178																																					
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>ZHERMACK S.p.A</b> via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy																																					
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase IIa, según el Reglamento (UE) 2017/745.																																					
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Alginato de alta precisión para impresiones dentales con indicación cromática de fase. Alginato de mezcla simple y sin burbujas con un delicioso aroma a vainilla y caramelo. Su guía visual de tiempos permite un fácil seguimiento del proceso de fraguado: el material cambia de color violeta a rosa.																																					
<b>COMPOSICIÓN</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Ingredients</th> <th style="width: 40%;">Percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DIATOMACEOUS EARTH</td><td>65-90</td></tr> <tr><td>CALCIUM SULPHATE</td><td>5-20</td></tr> <tr><td>SODIUM ALGINATE</td><td>5-20</td></tr> <tr><td>POTASSIUM ALGINATE</td><td>-</td></tr> <tr><td>SODIUM PHOSPHATE</td><td>0.5-2.5</td></tr> <tr><td>SODIUM PYROPHOSPHATE</td><td>-</td></tr> <tr><td>POTASSIUM FLUOROTITANATE</td><td>1-3</td></tr> <tr><td>ZINC OXIDE</td><td>0.5-2.5</td></tr> <tr><td>MAGNESIUM HYDROXIDE</td><td>-</td></tr> <tr><td>VASELINE OIL</td><td>0.5-2.5</td></tr> <tr><td>pH INDICATOR</td><td>0.01-0.10</td></tr> <tr><td>FOOD FLAVOUR</td><td>0.1-0.5</td></tr> <tr><td>PIGMENTS</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		Ingredients	Percentage %	DIATOMACEOUS EARTH	65-90	CALCIUM SULPHATE	5-20	SODIUM ALGINATE	5-20	POTASSIUM ALGINATE	-	SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5	SODIUM PYROPHOSPHATE	-	POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3	ZINC OXIDE	0.5-2.5	MAGNESIUM HYDROXIDE	-	VASELINE OIL	0.5-2.5	pH INDICATOR	0.01-0.10	FOOD FLAVOUR	0.1-0.5	PIGMENTS	-								
Ingredients	Percentage %																																					
DIATOMACEOUS EARTH	65-90																																					
CALCIUM SULPHATE	5-20																																					
SODIUM ALGINATE	5-20																																					
POTASSIUM ALGINATE	-																																					
SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5																																					
SODIUM PYROPHOSPHATE	-																																					
POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3																																					
ZINC OXIDE	0.5-2.5																																					
MAGNESIUM HYDROXIDE	-																																					
VASELINE OIL	0.5-2.5																																					
pH INDICATOR	0.01-0.10																																					
FOOD FLAVOUR	0.1-0.5																																					
PIGMENTS	-																																					
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<p>Características principales:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th style="width: 40%;">CARACTERÍSTICAS PRODUCTO</th> <th style="width: 10%;">UNID</th> <th style="width: 50%;">ESPECIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Tiempo de mezclado</td><td>sec</td><td>45 (Mezcla manual)</td></tr> <tr><td>Tiempo de fraguado a 23°C</td><td>sec</td><td>125 - 185</td></tr> <tr><td>Color</td><td>\</td><td>Púrpura (mezcla) - Rosa (trabajo) - Blanco (colocación en boca)</td></tr> <tr><td>Color del Polvo</td><td>\</td><td>Blanco</td></tr> <tr><td>Sabor</td><td>\</td><td>Caramelo y Vainilla</td></tr> <tr><td>Tiempo de trabajo</td><td>sec</td><td>95</td></tr> <tr><td>Tiempo inicial de fraguado</td><td>sec</td><td>145</td></tr> <tr><td>Tiempo en boca</td><td>sec</td><td>60</td></tr> <tr><td>Recuperación elástica</td><td>%</td><td>≥ 95</td></tr> <tr><td>Deformación a la compresión</td><td>%</td><td>5,0 - 20,0</td></tr> <tr><td>Resistencia al desgarro</td><td>N/mm</td><td>≥ 0,38</td></tr> </tbody> </table> <p>Libre de polvo. <b>Nota:</b> No incluye medidores.</p>		CARACTERÍSTICAS PRODUCTO	UNID	ESPECIFICACIÓN	Tiempo de mezclado	sec	45 (Mezcla manual)	Tiempo de fraguado a 23°C	sec	125 - 185	Color	\	Púrpura (mezcla) - Rosa (trabajo) - Blanco (colocación en boca)	Color del Polvo	\	Blanco	Sabor	\	Caramelo y Vainilla	Tiempo de trabajo	sec	95	Tiempo inicial de fraguado	sec	145	Tiempo en boca	sec	60	Recuperación elástica	%	≥ 95	Deformación a la compresión	%	5,0 - 20,0	Resistencia al desgarro	N/mm	≥ 0,38
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO	UNID	ESPECIFICACIÓN																																				
Tiempo de mezclado	sec	45 (Mezcla manual)																																				
Tiempo de fraguado a 23°C	sec	125 - 185																																				
Color	\	Púrpura (mezcla) - Rosa (trabajo) - Blanco (colocación en boca)																																				
Color del Polvo	\	Blanco																																				
Sabor	\	Caramelo y Vainilla																																				
Tiempo de trabajo	sec	95																																				
Tiempo inicial de fraguado	sec	145																																				
Tiempo en boca	sec	60																																				
Recuperación elástica	%	≥ 95																																				
Deformación a la compresión	%	5,0 - 20,0																																				
Resistencia al desgarro	N/mm	≥ 0,38																																				
<b>ENVASE</b>	Envase con 453 g.																																					
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Para uso por profesionales dentales para obtener impresiones dentales.																																					
<b>VIDA ÚTIL</b>	3 años.																																					
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.																																					

## TECHNICAL DATA SHEET

<b>PROCLINIC CHROMATIC ALGINATE FAST SET</b>																																						
<b>REFERENCE</b>	0178																																					
<b>MANUFACTURER</b>	<b>ZHERMACK S.p.A</b> via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy																																					
<b>CLASSIFICATION</b>	Class IIa Medical Device, according to Regulation (EU) 2017/745.																																					
<b>DESCRIPTION</b>	High-precision alginate for dental impressions with phase chromatic indication. Easy-to-mix, bubble-free alginate with a delightful vanilla and caramel aroma. Its visual timing guide allows for easy monitoring of the setting process: the material changes color from violet to pink.																																					
<b>COMPOSITON</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Ingredients</th> <th style="text-align: center;">Percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DIATOMACEOUS EARTH</td><td style="text-align: center;">65-90</td></tr> <tr><td>CALCIUM SULPHATE</td><td style="text-align: center;">5-20</td></tr> <tr><td>SODIUM ALGINATE</td><td style="text-align: center;">5-20</td></tr> <tr><td>POTASSIUM ALGINATE</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>SODIUM PHOSPHATE</td><td style="text-align: center;">0.5-2.5</td></tr> <tr><td>SODIUM PYROPHOSPHATE</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>POTASSIUM FLUOROTITANATE</td><td style="text-align: center;">1-3</td></tr> <tr><td>ZINC OXIDE</td><td style="text-align: center;">0.5-2.5</td></tr> <tr><td>MAGNESIUM HYDROXIDE</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>VASELINE OIL</td><td style="text-align: center;">0.5-2.5</td></tr> <tr><td>pH INDICATOR</td><td style="text-align: center;">0.01-0.10</td></tr> <tr><td>FOOD FLAVOUR</td><td style="text-align: center;">0.1-0.5</td></tr> <tr><td>PIGMENTS</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table>		Ingredients	Percentage %	DIATOMACEOUS EARTH	65-90	CALCIUM SULPHATE	5-20	SODIUM ALGINATE	5-20	POTASSIUM ALGINATE	-	SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5	SODIUM PYROPHOSPHATE	-	POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3	ZINC OXIDE	0.5-2.5	MAGNESIUM HYDROXIDE	-	VASELINE OIL	0.5-2.5	pH INDICATOR	0.01-0.10	FOOD FLAVOUR	0.1-0.5	PIGMENTS	-								
Ingredients	Percentage %																																					
DIATOMACEOUS EARTH	65-90																																					
CALCIUM SULPHATE	5-20																																					
SODIUM ALGINATE	5-20																																					
POTASSIUM ALGINATE	-																																					
SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5																																					
SODIUM PYROPHOSPHATE	-																																					
POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3																																					
ZINC OXIDE	0.5-2.5																																					
MAGNESIUM HYDROXIDE	-																																					
VASELINE OIL	0.5-2.5																																					
pH INDICATOR	0.01-0.10																																					
FOOD FLAVOUR	0.1-0.5																																					
PIGMENTS	-																																					
<b>SPECIFICATIONS</b>	<p>Key Features:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th style="text-align: center;">Product Characteristic</th> <th style="text-align: center;">Unit</th> <th style="text-align: center;">Specification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Mixing time</td><td style="text-align: center;">sec</td><td>45 (Hand mixing)</td></tr> <tr><td>Setting Time @ 23°C</td><td style="text-align: center;">sec</td><td>125 - 185</td></tr> <tr><td>Mixed Material</td><td style="text-align: center;">\</td><td>Homogeneous and free of</td></tr> <tr><td>Colour Powder</td><td style="text-align: center;">\</td><td>White</td></tr> <tr><td>Flavour</td><td style="text-align: center;">\</td><td>Caramel and Vanilla</td></tr> <tr><td>Working time</td><td style="text-align: center;">sec</td><td>95</td></tr> <tr><td>Initial setting time</td><td style="text-align: center;">sec</td><td>145</td></tr> <tr><td>Time in Mouth</td><td style="text-align: center;">sec</td><td>60</td></tr> <tr><td>Elastic recovery</td><td style="text-align: center;">%</td><td>≥ 95</td></tr> <tr><td>Strain- in- compression</td><td style="text-align: center;">%</td><td>5.0 - 20.0</td></tr> <tr><td>Tear Strength</td><td style="text-align: center;">N/mm</td><td>≥ 0.38</td></tr> </tbody> </table> <p>Dust-free formulation. <b>Note:</b> Does not include measuring tools.</p>		Product Characteristic	Unit	Specification	Mixing time	sec	45 (Hand mixing)	Setting Time @ 23°C	sec	125 - 185	Mixed Material	\	Homogeneous and free of	Colour Powder	\	White	Flavour	\	Caramel and Vanilla	Working time	sec	95	Initial setting time	sec	145	Time in Mouth	sec	60	Elastic recovery	%	≥ 95	Strain- in- compression	%	5.0 - 20.0	Tear Strength	N/mm	≥ 0.38
Product Characteristic	Unit	Specification																																				
Mixing time	sec	45 (Hand mixing)																																				
Setting Time @ 23°C	sec	125 - 185																																				
Mixed Material	\	Homogeneous and free of																																				
Colour Powder	\	White																																				
Flavour	\	Caramel and Vanilla																																				
Working time	sec	95																																				
Initial setting time	sec	145																																				
Time in Mouth	sec	60																																				
Elastic recovery	%	≥ 95																																				
Strain- in- compression	%	5.0 - 20.0																																				
Tear Strength	N/mm	≥ 0.38																																				
<b>PACKAGING</b>	Package with 453 g.																																					
<b>INTENDED USE</b>	For dental professional use only. It is used for making dental impressions.																																					
<b>SHELF LIFE</b>	3 years																																					
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.																																					

**SCHEMA TECNICA PRODOTTO**

<b>ALGINATO CROMATICO FAST SET PROCLINIC</b>																																						
<b>CODICE ARTICOLO</b>	0178																																					
<b>PRODOTTO DA</b>	<b>ZHERMACK S.p.A</b> via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy																																					
<b>NOTE TECNICHE</b>	Dispositivo medico di classe IIa, secondo il regolamento (UE) 2017/745.																																					
<b>DESCRIZIONE</b>	Algínato ad alta precisione per impronte dentali con indicatore cromatico di fase. Algínato a miscelazione semplice e senza bolle, con un delizioso aroma di vaniglia e caramello. La sua guida visiva ai tempi consente un facile monitoraggio del processo di presa: il materiale cambia colore da viola a rosa.																																					
<b>COMPOSIZIONE</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingredients</th> <th>Percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIATOMACEOUS EARTH</td> <td>65-90</td> </tr> <tr> <td>CALCIUM SULPHATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>SODIUM ALGINATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM ALGINATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PHOSPHATE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PYROPHOSPHATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM FLUOROTITANATE</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>ZINC OXIDE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>MAGNESIUM HYDROXIDE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VASELINE OIL</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>pH INDICATOR</td> <td>0.01-0.10</td> </tr> <tr> <td>FOOD FLAVOUR</td> <td>0.1-0.5</td> </tr> <tr> <td>PIGMENTS</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Ingredients	Percentage %	DIATOMACEOUS EARTH	65-90	CALCIUM SULPHATE	5-20	SODIUM ALGINATE	5-20	POTASSIUM ALGINATE	-	SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5	SODIUM PYROPHOSPHATE	-	POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3	ZINC OXIDE	0.5-2.5	MAGNESIUM HYDROXIDE	-	VASELINE OIL	0.5-2.5	pH INDICATOR	0.01-0.10	FOOD FLAVOUR	0.1-0.5	PIGMENTS	-								
Ingredients	Percentage %																																					
DIATOMACEOUS EARTH	65-90																																					
CALCIUM SULPHATE	5-20																																					
SODIUM ALGINATE	5-20																																					
POTASSIUM ALGINATE	-																																					
SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5																																					
SODIUM PYROPHOSPHATE	-																																					
POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3																																					
ZINC OXIDE	0.5-2.5																																					
MAGNESIUM HYDROXIDE	-																																					
VASELINE OIL	0.5-2.5																																					
pH INDICATOR	0.01-0.10																																					
FOOD FLAVOUR	0.1-0.5																																					
PIGMENTS	-																																					
<b>SPECIFICHE DEL PRODOTTO</b>	Caratteristiche principali: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Caratteristica del Prodotto</th> <th>UNID</th> <th>Specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempo di miscelazione</td> <td>sec</td> <td>45 (Miscelazione manuale)</td> </tr> <tr> <td>Tempo di presa a 23°C</td> <td>sec</td> <td>125 - 185</td> </tr> <tr> <td>Colore</td> <td>\</td> <td>Viola (miscelazione) - Rosa (lavorazione) - Bianco (posizionamento in bocca)</td> </tr> <tr> <td>Colore della Polvere</td> <td>\</td> <td>Bianco</td> </tr> <tr> <td>Aroma</td> <td>\</td> <td>Caramello e Vaniglia</td> </tr> <tr> <td>Tempo di lavorazione</td> <td>sec</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>Tempo di presa iniziale</td> <td>sec</td> <td>145</td> </tr> <tr> <td>Tempo in bocca</td> <td>sec</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Recupero elastico</td> <td>%</td> <td>≥ 95</td> </tr> <tr> <td>Deformazione a compressione</td> <td>%</td> <td>5,0 - 20,0</td> </tr> <tr> <td>Resistenza allo strappo</td> <td>N/mm</td> <td>≥ 0,38</td> </tr> </tbody> </table> Privo di polvere. <b>Nota:</b> Non include gli strumenti di misurazione.		Caratteristica del Prodotto	UNID	Specifiche	Tempo di miscelazione	sec	45 (Miscelazione manuale)	Tempo di presa a 23°C	sec	125 - 185	Colore	\	Viola (miscelazione) - Rosa (lavorazione) - Bianco (posizionamento in bocca)	Colore della Polvere	\	Bianco	Aroma	\	Caramello e Vaniglia	Tempo di lavorazione	sec	95	Tempo di presa iniziale	sec	145	Tempo in bocca	sec	60	Recupero elastico	%	≥ 95	Deformazione a compressione	%	5,0 - 20,0	Resistenza allo strappo	N/mm	≥ 0,38
Caratteristica del Prodotto	UNID	Specifiche																																				
Tempo di miscelazione	sec	45 (Miscelazione manuale)																																				
Tempo di presa a 23°C	sec	125 - 185																																				
Colore	\	Viola (miscelazione) - Rosa (lavorazione) - Bianco (posizionamento in bocca)																																				
Colore della Polvere	\	Bianco																																				
Aroma	\	Caramello e Vaniglia																																				
Tempo di lavorazione	sec	95																																				
Tempo di presa iniziale	sec	145																																				
Tempo in bocca	sec	60																																				
Recupero elastico	%	≥ 95																																				
Deformazione a compressione	%	5,0 - 20,0																																				
Resistenza allo strappo	N/mm	≥ 0,38																																				
<b>IMBALLAGGIO</b>	453 g.																																					
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale																																					
<b>DATA DI SCADENZA</b>	3 anni.																																					
<b>STOCCAGGIO</b>	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.																																					