

FICHA TÉCNICA

PIEDRA DE AFILADO INDIA		
MARCA: HU-FRIEDY		
REFERENCIAS	SS6 GRANO MEDIO. GRANDE Ref. 06650 S22 GRANO MEDIO. PEQUEÑA Ref. 9192	
FABRICANTE / RESPONSABLE	HU-FRIEDY MFG. CO., LLC 3232 N. Rockwell St. Chicago, IL 60618 - USA	
DESCRIPCIÓN	Las piedras de afilado India 'I Stones' son piedras sintéticas de cristales de óxido de aluminio. Se pueden lubricar con agua, pero la mejor lubricación es con aceite. Indicadas para el acondicionamiento y mantenimiento del instrumental afilado.	
ESPECIFICACIÓN	Ref. 9192: 5.7 cm x 2.2 cm x 0.5 cm Ref. 06650: 11.4 cm x 4.8 cm x 0.9 cm - 0.3 cm	
COMPOSICIÓN	Cristales de óxido de alumnio.	
ENVASE	1 unidad.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACION	Luego de cada uso, las piedras se deben limpiar con un paño o gaza limpia para quitar las partículas de metal. Se pueden fregar y/o limpiar de forma ultrasónica para eliminar todo el lubricante y virutas de metal antes de la esterilización. Alternar las áreas utilizadas para afilar evita que se creen “ranuras” en la piedra.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.