


FICHA TÉCNICA

ATACADOR BOLA/ESPÁTULA Nº 151-153 PROCLINIC																				
REFERENCIAS	0743 0744 0746																			
FABRICANTE / RESPONSABLE	Carl Martin GmbH Neuenkamper Straße 80-86 42657 Solingen, Germany																			
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase I conforme al Reglamento (UE) 2017/745																			
DESCRIPCIÓN	Instrumento para obturaciones utilizado para insertar, compactar, suavizar y modelar materiales de obturación como cemento, composite o amalgama. Acero inoxidable de alta calidad grado quirúrgico No estéril, reutilizable. Esterilizable en autoclave y sin alteraciones con los desinfectantes químicos Compatible con baño de ultrasonido																			
ESPECIFICACIÓN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REFERENCIA</th> <th>DESCRIPCIÓN GENERAL</th> <th>DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO</th> <th>PESO DEL INSTRUMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0743</td> <td>Filling instrument</td> <td>4,7 mm (ancho) x 1,5 mm (alto) x 23 mm (largo)</td> <td>0,021 kg</td> </tr> <tr> <td>0744</td> <td>Filling instrument</td> <td>4,7 mm (ancho) x 1,5 mm (alto) x 23 mm (largo)</td> <td>0,021 kg</td> </tr> <tr> <td>0746</td> <td>Filling instrument</td> <td>4,7 mm (ancho) x 1,5 mm (alto) x 23 mm (largo)</td> <td>0,021 kg</td> </tr> </tbody> </table>				REFERENCIA	DESCRIPCIÓN GENERAL	DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO	PESO DEL INSTRUMENTO	0743	Filling instrument	4,7 mm (ancho) x 1,5 mm (alto) x 23 mm (largo)	0,021 kg	0744	Filling instrument	4,7 mm (ancho) x 1,5 mm (alto) x 23 mm (largo)	0,021 kg	0746	Filling instrument	4,7 mm (ancho) x 1,5 mm (alto) x 23 mm (largo)	0,021 kg
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN GENERAL	DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO	PESO DEL INSTRUMENTO																	
0743	Filling instrument	4,7 mm (ancho) x 1,5 mm (alto) x 23 mm (largo)	0,021 kg																	
0744	Filling instrument	4,7 mm (ancho) x 1,5 mm (alto) x 23 mm (largo)	0,021 kg																	
0746	Filling instrument	4,7 mm (ancho) x 1,5 mm (alto) x 23 mm (largo)	0,021 kg																	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable grado quirúrgico conforme a la normativa DIN EN ISO 7153-1.																			
PRESENTACIÓN	1 unidad																			
VIDA ÚTIL	No aplica. Las propiedades no se ven afectadas si se almacena y utiliza correctamente.																			
FINALIDAD	Utilizado por personal dental cualificado en terapias de obturación conservadora.																			
INSTRUCCIONES DE USO	Debe ser limpiado, desinfectado y esterilizado antes de cada uso. No usar si presenta signos de deterioro.																			
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar limpio y seco, protegido de humedad y calor excesivo.																			