

FICHA TÉCNICA

MINI ENDO-M-BLOCK		
REFERENCIA	1405	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Maillefer Instruments Holding Sàrl Chemin du Verger 3 CH-1338 Ballaigues Suiza Tel. +41 21 843 92 92	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I conforme al Reglamento 2017/745/UE.	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	<p>Es un instrumento ideal para medir la longitud de las limas, puntas de papel y Gutapercha utilizando una sola mano. Los stops estarán ordenados en cuanto los instrumentos salgan de la caja de esterilización.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esterilizable hasta 180° C - Medición automática de los stops. - Regla de plástico autoclavable, para medición. 	
ESPECIFICACIÓN	Precisión: 0,5mm En rango de 12 mm a 27 mm.	
COMPOSICIÓN	Plástico.	
ENVASE	Contiene 1 unidad.	
USO PREVISTO	Uso profesional dental. Se utiliza para medir limas, puntas y material de endodoncia tipo Minifix o equivalente.	
ALMACENAMIENTO	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.