


FICHA TÉCNICA

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| SPLIT-KIT 203 | |  |
| REFERENCIA | 14970 | |
| FABRICANTE / RESPONSABLE | MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING Sàrl Chemin du verger, 3 Ch-1338 Ballaigues , Suiza Tel. +41 21 843 92 92 | |
| CLASIFICACIÓN | Producto No Sanitario (Clase Consumo). | |
| DESCRIPCIÓN | Caja de Endodoncia 203 Maillefer. Características: <ul style="list-style-type: none"> - Completísima caja organizadora para instrumentos de endodoncia. - Tiene capacidad para 140 instrumentos distribuidos en los diferentes tipos de limas, léntulos etc. - Tiene también recipiente para pellets y para las puntas de guttapercha y papel. Todos los componetes son desmontables. | |
| ESPECIFICACIÓN | Mide 21 X 10 cm. | |
| COMPOSICIÓN | Metal. | |
| ENVASE | Una unidad. | |
| FINALIDAD | Caja organizadora para instrumentos de endodoncia. | |
| ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte. | |

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.