

FICHA TÉCNICA

LIMAS H N. 08-80 PROCLINIC		
REFERENCIA	Ver anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO., LTD. Room 302, Nanshan Zhiyuan A4, No.1001 Xueyuan Avenue, Changyuan community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000 Guangdong, P.R. China	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	-Instrumentos manuales para endodoncia. -Su forma en espiral les permite limpiar de detritus los canales radiculares antes de su obturación. -Código de colores ISO para facilitar su identificación. -Esterilizable en autoclave.	
COMPOSICIÓN	Parte activa: Acero inoxidable. Tope: Goma. Mango: Plástico.	
ENVASE	Envase que contiene 6 unidades.	
FINALIDAD PREVISTA	Están diseñados para su uso en procedimientos endodónticos.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Los dispositivos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Desechar el producto si está dañado o disminuye su rendimiento.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

H FILES N. 08-80 PROCLINIC		
REFERENCES	See Annex 1.	
MANUFACTURER	SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO., LTD. Room 302, Nanshan Zhiyuan A4, No.1001 Xueyuan Avenue, Changyuan community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000 Guangdong, P.R. China	
CLASSIFICATION	Medical device class IIa, according to Directive 93/42/EEC on medical devices.	
DESCRIPTION	-Hand instruments for endodontics. -Their spiral shape allows them to clean the root canals of detritus before obturation. -ISO color code for easy identification. -Sterilizable in autoclave.	
COMPOSITION	Active part: Stainless steel. Stop: Rubber. Handle: Plastic.	
PACKAGING	Package containing 6 units.	
INTENDED USE	They are designed to be used in endodontic procedures.	
CLEANING AND STERILIZATION	Devices should be examined, cleaned and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for medical or dental instruments. Discard the product if it is damaged or its performance decreases.	
STORAGE AND TRANSPORT	It does not require special storage and transportation conditions.	

ANEXO / ANNEX I

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
17744	LIMAS H N.10 (25mm) PROCLINIC
17599	LIMAS H N.08 (21mm) PROCLINIC
17602	LIMAS H N.08 (25mm) PROCLINIC
17629	LIMAS H N.20 (21mm) PROCLINIC
17630	LIMAS H N.10 (21mm) PROCLINIC
17631	LIMAS H N.15 (21mm) PROCLINIC
17632	LIMAS H N.25 (21mm) PROCLINIC
17633	LIMAS H N.30 (21mm) PROCLINIC
17634	LIMAS H N.35 (21mm) PROCLINIC
17635	LIMAS H N.40 (21mm) PROCLINIC
17636	LIMAS H N.45 (21mm) PROCLINIC
17637	LIMAS H N.50 (21mm) PROCLINIC
17638	LIMAS H N.55 (21mm) PROCLINIC
17639	LIMAS H N.60 (21mm) PROCLINIC
17640	LIMAS H N.70 (21mm) PROCLINIC
17643	LIMAS H N.80 (21mm) PROCLINIC
17644	LIMAS H N.15-40 (21mm) PROCLINIC
17740	LIMAS H N.15 (25mm) PROCLINIC
17745	LIMAS H N.20 (25mm) PROCLINIC
17746	LIMAS H N.25 (25mm) PROCLINIC
17747	LIMAS H N.30 (25mm) PROCLINIC
17748	LIMAS H N.50 (25mm) PROCLINIC
17749	LIMAS H N.35 (25mm) PROCLINIC
17750	LIMAS H N.40 (25mm) PROCLINIC
17751	LIMAS H N.45 (25mm) PROCLINIC
17752	LIMAS H N.55 (25mm) PROCLINIC
17753	LIMAS H N.60 (25mm) PROCLINIC
17754	LIMAS H N.70 (25mm) PROCLINIC
17756	LIMAS H N.15-40 (25mm) PROCLINIC
17757	LIMAS H N.80 (25mm) PROCLINIC