

FICHA TÉCNICA

ENSANCHADORES N. 06-08 Y N. 45-80 PROCLINIC		
REFERENCIAS	Ver Anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO., LTD. Room 302, Nanshan Zhiyuan A4, No.1001 Xueyuan Avenue, Changyuan community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000 Guangdong, P.R. China	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	- Ensanchadores N. 06-08 y N. 45-80 - Código de colores ISO para facilitar su identificación.	
COMPOSICIÓN	Materiales: - Hoja: acero inoxidable - Mango: plástico y tope de goma.	
ENVASE	Envase con 6 unidades.	
VIDA ÚTIL	La vida útil se estima en 3 años a partir de la fecha de fabricación, pero puede variar según las condiciones y frecuencia de uso y el número de ciclos de esterilización.	
USO PREVISTO	Instrumentos manuales para ensanchar los canales radiculares antes de su obturación.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

REAMERS N. 06-08 Y N. 45-80 PROCLINIC		
REFERENCES	See Annex 1.	
MANUFACTURER	SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO., LTD. Room 302, Nanshan Zhiyuan A4, No.1001 Xueyuan Avenue, Changyuan community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000 Guangdong, P.R. China	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, according to Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	- Spreaders No. 06-08 and No. 45-80. - ISO colour code for easy identification.	
COMPOSITION	Materials: - Blade: Stainless steel. - Shank: plastic and rubber stopper.	
PACKAGING	Package with 6 units.	
SHELF LIFE	The shelf life is estimated at 3 years from the date of manufacture but may vary depending on the conditions and frequency of use and the number of sterilization cycles.	
INTENDED USE	Hand instruments for widening root canals prior to obturation.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	It does not require special storage and transportation conditions.	

ANEXO 1 / ANNEX 1:

Referencia	Descripción
17600	ENSANCHADOR N.06 (25mm) PROCLINIC
17601	ENSANCHADOR N.06 (21mm) PROCLINIC
17603	ENSANCHADOR N.08 (21mm) PROCLINIC
17604	ENSANCHADOR N.08 (25mm) PROCLINIC
17641	ENSANCHADOR N.10 (21mm) PROCLINIC
17642	ENSANCHADOR N.15 (21mm) PROCLINIC
17645	ENSANCHADOR N.20 (21mm) PROCLINIC
17646	ENSANCHADOR N.25 (21mm) PROCLINIC
17647	ENSANCHADOR N.30 (21mm) PROCLINIC
17648	ENSANCHADOR N.35 (21mm) PROCLINIC
17649	ENSANCHADOR N.55 (21mm) PROCLINIC
17650	ENSANCHADOR N.40 (21mm) PROCLINIC
17651	ENSANCHADOR N.45 (21mm) PROCLINIC
17652	ENSANCHADOR N.50 (21mm) PROCLINIC
17653	ENSANCHADOR N.15-40 (21mm) PROCLINIC
17654	ENSANCHADOR N.60 (21mm) PROCLINIC
17655	ENSANCHADOR N.70 (21mm) PROCLINIC
17656	ENSANCHADOR N.80 (21mm) PROCLINIC
17759	ENSANCHADOR N.15-40 (25mm) PROCLINIC
17760	ENSANCHADOR N.10 (25mm) PROCLINIC
17761	ENSANCHADOR N.15 (25mm) PROCLINIC
17762	ENSANCHADOR N.20 (25mm) PROCLINIC
17763	ENSANCHADOR N.25 (25mm) PROCLINIC
17764	ENSANCHADOR N.45 (25mm) PROCLINIC
17765	ENSANCHADOR N.35 (25mm) PROCLINIC
17766	ENSANCHADOR N.30 (25mm) PROCLINIC
17767	ENSANCHADOR N.40 (25mm) PROCLINIC
17768	ENSANCHADOR N.50 (25mm) PROCLINIC
17769	ENSANCHADOR N.80 (25mm) PROCLINIC
17770	ENSANCHADOR N.55 (25mm) PROCLINIC
17773	ENSANCHADOR N.60 (25mm) PROCLINIC
17774	ENSANCHADOR N.70 (25mm) PROCLINIC