

FICHA TÉCNICA

TIRANERVIOS N. 20- 60 PROCLINIC		 
REFERENCIAS	Ver Anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO., LTD. Room 302, Nanshan Zhiyuan A4, No.1001 Xueyuan Avenue, Changyuan community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000 Guangdong, P.R. China	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	- Tiranervios N. 20- 60. - Mangos con códigos de color ISO.	
ESPECIFICACIÓN	Tiranervios de 25 mm. Colores: Amarillo, blanco, azul, lila, verde, negro.	
COMPOSICIÓN	Materiales: - Hoja: acero inoxidable - Mango: acero, plástico	
ENVASE	Envase con 10 unidades.	
VIDA ÚTIL	La vida útil se estima en 3 años a partir de la fecha de fabricación, pero puede variar según las condiciones y frecuencia de uso y el número de ciclos de esterilización.	
USO PREVISTO	Para la extirpación fácil y segura del tejido pulpar. Sólo para uso por profesionales especializados en odontología.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

BARBED BROACHES N. 20- 60 PROCLINIC		
REFERENCES	See Annex 1.	
MANUFACTURER	SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO., LTD. Room 302, Nanshan Zhiyuan A4, No.1001 Xueyuan Avenue, Changyuan community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000 Guangdong, P.R. China	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, according to Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	- Tiranervios N. 20- 60. - ISO color-coded handles.	
SPECIFICATION	25 mm. long braid. Colors: Yellow, white, blue, lilac, green, black.	
COMPOSITION	Materials: - Blade: Stainless steel - Shank: steel, plastic	
PACKAGING	Package with 10 units.	
SHELF LIFE	The shelf life is estimated at 3 years from the date of manufacture but may vary depending on the conditions and frequency of use and the number of sterilization cycles.	
INTENDED USE	For easy and safe removal of pulp tissue. These medical devices are used by professionals skilled in dentistry.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	It does not require special storage and transportation conditions.	

ANEXO 1 / ANNEX 1:

Referencia	Descripción
17709	TIRANERVIOS N.30 AMARILL. 10u. PROC
17711	TIRANERVIOS N.25 BLANCO 10u. PROC
17712	TIRANERVIOS N.35 ROJO 10u. PROC
17713	TIRANERVIOS N.40 AZUL 10u. PROC
17779	TIRANERVIOS N.20 LILA 10u. PROC
17780	TIRANERVIOS N.50 VERDE 10u. PROC
17788	TIRANERVIOS N.60 NEGRO 10u. PROC
17790	TIRANERVIOS SURTIDO 30-40 10u. PROC