

FICHA TÉCNICA

LIMAS C N.06-15			
REFERENCIA	Ver anexo 1		
FABRICANTE / RESPONSABLE	SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO., LTD. Room 302, Nanshan Zhiyuan A4, No.1001 Xueyuan Avenue, Changyuan community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000 Guangdong, P.R. China		
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.		
DESCRIPCIÓN	Las limas C son ideales para la permeabilización o instrumentación inicial de los canales radiculares antes del uso de limas convencionales o rotatorias, facilitando el acceso al tercio apical y la localización de los orificios del canal radicular. Características: - Mayor resistencia a la flexión. - Disponibles en tamaño intermedio ISO 12,5. - El surtido de limas contiene 1u. x Nº 06, 08, 12.5, 15 y 2u. x Nº 10.		
COMPOSICIÓN	Parte activa: Acero inoxidable. Tope: Goma. Mango: Plástico.		
ENVASE	Envase que contiene 6 unidades.		
FINALIDAD PREVISTA	Para la preparación inicial de conductos radiculares.		
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Los dispositivos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Desechar el producto si está dañado o disminuye su rendimiento.		
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.		

TECHNICAL DATA SHEET

C FILES N.06-15		
REFERENCES	See Annex 1.	
MANUFACTURER	SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO., LTD. Room 302, Nanshan Zhiyuan A4, No.1001 Xueyuan Avenue, Changyuan community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000 Guangdong, P.R. China	
CLASSIFICATION	Medical device class IIa, according to Directive 93/42/EEC on medical devices.	
DESCRIPTION	C files are ideal for initial permeabilization or instrumentation of root canals prior to the use of conventional or rotary files, facilitating access to the apical third and the location of root canal orifices. Features: - Increased resistance to bending. - Available in intermediate size ISO 12.5. - The file assortment contains 1u. x No. 06, 08, 12.5, 15 and 2u. x No. 10.	
COMPOSITION	Active part: Stainless steel. Stop: Rubber. Handle: Plastic.	
PACKAGING	Package containing 6 units.	
INTENDED USE	For initial preparation of root canals.	
CLEANING AND STERILIZATION	Devices should be examined, cleaned and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for medical or dental instruments. Discard the product if it is damaged or its performance decreases.	
STORAGE AND TRANSPORT	It does not require special storage and transportation conditions.	

ANEXO / ANNEX I

REFERENCIA/ REFERENCES	DESCRIPCIÓN/ DESCRIPTION
17791	LIMAS C SURTIDO 006-015 19mm PROCLINIC <i>ASSORTED C- FILES 006-015 19mm PROCLINIC</i>
17792	LIMAS C 006 21mm PROCLINIC <i>C- FILES 006 21mm PROCLINIC</i>
17793	LIMAS C 008 21mm PROCLINIC <i>C-FILES 008 21mm PROCLINIC</i>
17794	LIMAS C 010 21mm PROCLINIC <i>C- FILES 010 21mm PROCLINIC</i>
17795	LIMAS C 012,5 21mm PROCLINIC <i>C-FILES 012,5 21mm PROCLINIC</i>
17796	LIMAS C 015 21mm PROCLINIC <i>C- FILES 015 21mm PROCLINIC</i>
17797	LIMAS C SURTIDO 006-015 21mm PROCLINIC <i>ASSORTED C -FILES 006-015 21mm PROCLINIC</i>
17798	LIMAS C 006 25mm PROCLINIC <i>C-FILES 006 25mm PROCLINIC</i>
17799	LIMAS C 008 25mm PROCLINIC <i>C- FILES 008 25mm PROCLINIC</i>
17800	LIMAS C 010 25mm PROCLINIC <i>C- FILES 010 25mm PROCLINIC</i>
17801	LIMAS C 012,5 25mm PROCLINIC <i>C- FILES 012,5 25mm PROCLINIC</i>
17802	LIMAS C 015 25mm PROCLINIC <i>C - FILES 015 25mm PROCLINIC</i>
17803	LIMAS C SURTIDO 006-015 25mm PROCLINIC <i>ASSORTED C- FILES 006-015 25mm PROCLINIC</i>