

## F I C H A T É C N I C A

<b>Q9 CAJA DE ENDODONCIA</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	2178	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto No sanitario (Clase consumo).	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiene capacidad para 48 instrumentos.</li> <li>- La forma cónica de los agujeros no permite que los instrumentos se muevan quedando siempre accesibles a la mano.</li> <li>- El soporte interior es extraíble.</li> </ul>	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Color Azul.</li> <li>- Medidas: 104 x 44 x 54 mm</li> </ul>	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Realizada en aluminio anodizado.	
<b>ENVASE</b>	Una unidad.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Endodoncia Q9 Caja para instrumentos manuales de endodoncia.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*