

FICHA TÉCNICA

SPECTRUM TPH 20 COMPULES								
REFERENCIA	Ver anexo 1.							
FABRICANTE / RESPONSABLE	Dentsply DeTrey GmbH De-Trey-Str. 1 78467 Konstanz Alemania.							
CLASIFICACIÓN	Producto sanitario clase IIa, Directiva 93/42/CEE.							
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	<p>-Spectrum TPH3 es un composite híbrido submicrónico, fotopolimerizable para restauraciones anteriores y posteriores. El composite está pre-dosificado en compules o presentado en jeringas tradicionales en una precisa selección de tonalidades VITA.</p> <p>- Manejo fácil y cremoso.</p> <p>- Pulido, terminación y brillo superficial mejorado gracias a un nuevo relleno.</p>							
ESPECIFICACIÓN	<p>Profundidad de cura Usando DENTSPLY VLC unidad de polimerización para 20 segundos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Colores²</th> <th>Profundidad de cura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1, A2, A3, A3.5, B1, Incisal-B1, B2, C2, C3, D3</td> <td>3 mm</td> </tr> <tr> <td>Opaque-A2, Opaque-A3.5, A4, B3, C4</td> <td>2 mm</td> </tr> </tbody> </table>		Colores ²	Profundidad de cura	A1, A2, A3, A3.5, B1, Incisal-B1, B2, C2, C3, D3	3 mm	Opaque-A2, Opaque-A3.5, A4, B3, C4	2 mm
Colores ²	Profundidad de cura							
A1, A2, A3, A3.5, B1, Incisal-B1, B2, C2, C3, D3	3 mm							
Opaque-A2, Opaque-A3.5, A4, B3, C4	2 mm							
COMPOSICIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Bis-GMA-adduct (adduct de 2,2-Bis[4-(2-hidroxy-3-metacrililoiloxipropoxi)-fenil] propano con hexametilano disocianato). • Bis-EMA (2,2-Bis[4-(2-metacrililoiloxietoxy)-fenil]propano). • TEGDMA (3,6-Dioxaoctametileno-dimetacrilato). • Fotoiniciadores. • Estabilizadores. • Barioaluminoborosilicato (tamaño partícula principal < 1 µm). • Bariofluoroaluminoborosilicato (tamaño partícula principal < 1 µm). • Dioxido de silice altamente disperso (tamaño de partícula 10-20 nm). 							
ENVASE	20 cápsulas de 0,25 g.							
CADUCIDAD	Mirar en la etiqueta del producto, no usar tras la fecha de caducidad.							
FINALIDAD	Restauración de todo tipo de cavidades en dientes anteriores y posteriores.							

FICHA TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE USO	Ver en las instrucciones del producto.
CONTRAINDICACIÓN	Esta contraindicado el uso de Spectrum TPH 3 en pacientes con un historial severo a reacciones alérgicas a resinas de metacrilato.
PRECAUCIÓN	Materiales dentales con contenido de eugenol no deberían usarse en conjunción con estos productos porque pueden interferir en el fraguado y causar un reblandecimiento en los componentes poliméricos de estos materiales.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No almacenar en lugares que sobrepasen los 24 °C. Preserva de la luz solar. Colocar los tapones después de la extrusión del composite para proteger el contenido de la luz

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.

FICHA TÉCNICA

ANEXO 1

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
3042	SPECTRUM COMPULES A-2
3043	SPECTRUM COMPULES A-3
3044	SPECTRUM COMPULES A-3,5
3045	SPECTRUM COMPULES A-4
3046	SPECTRUM COMPULES B-1
3047	SPECTRUM COMPULES B-2
3048	SPECTRUM COMPULES B-3
3049	SPECTRUM COMPULES C-2
3050	SPECTRUM COMPULES C-3
3052	SPECTRUM COMPULES OA-2
3053	SPECTRUM COMPULES OA-3,5
3056	SPECTRUM COMPULES A-1