


## FICHA TÉCNICA

<b>ADAPTADOR DE SISTEMAS DE ASPIRACIÓN DE 11mm A 16mm</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	<b>4127 _ ADAPTADOR DE SISTEMAS DE ASPIRACIÓN DE 11mm A 16mm</b>	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>MARFRAN S.r.l.</b> Via Giulio Pastore, 33/35, 25040 Nigoline Bonomelli BS, Italy	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	No sanitario _ Clase Consumo	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Este adaptador para manguera para eyectores del sistema de aspiración de equipos dentales, adapta el aspirasaliva de 11 mm a la salida de la manguera de 16 mm. Fabricado en material plástico esterilizable a 134°C.	
<b>PRESENTACIÓN</b>	Envase con 10 unidades	
<b>VIDA ÚTIL</b>	No Aplica	
<b>FINALIDAD</b>	Conexión cánula aspirasaliva con manguera de aspiración	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	NA	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*