

FICHA TÉCNICA

THERACAL LC		
REFERENCIAS	41886	
FABRICANTE / RESPONSABLE	BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg - IL 60193 U.S.A.	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitaria Clase IIa, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	<p>TheraCal LC es un protector pulpar a base de silicato de calcio modificado con resina.</p> <p>Indicaciones: Está indicado como recubrimiento pulpar directo e indirecto, como una base o liner protector debajo de los materiales restauradores, incluyendo resinas, amalgamas y cementsos.</p> <p>Beneficios: Recubrimiento pulpar directo e indirecto sin necesidad de utilizar otros productos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liberación prolongada de calcio que estimula la formación de hidroxiapatita y regenera la dentina. - pH alcalino permanente que sana y protege la pulpa y la dentina. - Fuerte capacidad de sellado y adhesión que previene la proliferación bacteriana. - Aplicación en un solo paso desde la jeringa. - Fotocurable. - Reduce la sensibilidad dental. - Reduce la posibilidad de necrosis pulpar y subsecuente endodoncia. 	
COMPOSICIÓN	Cemento Portland, BisGMA y Bario zirconato.	
PRESENTACIÓN	1 jeringa de 1 g + 15 puntas.	
VIDA ÚTIL	2 años a partir de la fecha de fabricación.	
FINALIDAD	Es un liner cavitario (liner) y protector pulpar de silicato de calcio modificado con resina, fotopolimerizable, diseñado para actuar como barrera y para proteger el complejo dentino-pulpar.	

FICHA TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conserve a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.