

EM45

SurgiFlexo Tip



Cánula estéril flexible indicada para la aspiración quirúrgica, especialmente para operaciones de apicectomía, injertos gingivales e intervenciones de implantología en casos donde el espacio es limitado. Ideal en zonas de difícil acceso, como en las intervenciones en los octavos. La posibilidad de flexionar la cánula y desenroscar la punta permite adaptarla a las diferentes necesidades de aspiración durante las distintas fases de la intervención. Cada cánula está envasada en un blíster médico estéril, que posee una etiqueta adhesiva doble que garantiza la trazabilidad del producto.

El paquete incluye 20 cánulas y 2 adaptadores, que permiten pasar de una toma de 6,5 mm de diámetro a una salida de 11 y 16 mm de diámetro. Producto fabricado en Italia.



Clasificación

Producto Sanitario de Clase IIa



Material

PVC, PP



Color

Azul



Dimensiones

18 cm
15,5 cm - sin punta



Esterilidad

5 años de Esterilidad garantizada a partir de la fecha de esterilización



Paquete

20 unidades
Ref. 46213



Segura

La cánula y la punta son biocompatibles y garantizan la seguridad del paciente. Además, la punta está diseñada para respetar la mucosa.



Versátil

La extracción de la punta mediante desenroscado garantiza seguridad y versatilidad, evita su extracción accidental y permite variar la abertura de aspiración de 2,6 mm a 4,8 mm, para ofrecer un mayor rendimiento.



Precisa

El hilo metálico incorporado en el tubo transparente garantiza el nivel de rigidez adecuado y el mantenimiento del ángulo de flexión. El color celeste de la punta proporciona el máximo contraste para lograr una mayor precisión en la intervención.

