




## FICHA TÉCNICA

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SINDESMOTOMOS CHOMPRET N. 1-4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| REFERENCIAS                   | 46258: N.4<br>59823: N.1<br>59824: N.3                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| FABRICANTE / RESPONSABLE      | ASA DENTAL SPA<br>Via Valenzana, 60 55054<br>MASSAROSA – BOZZANO<br>LUCCA - ITALY (IT)                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| CLASIFICACIÓN                 | Producto Sanitario Clase I de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos pedidos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).                                                                                                                 |                                                                                     |
| DESCRIPCIÓN                   | Sindesmotomos Chompret N. 1-4.<br><br><u>Características:</u><br>Tipo Chomprete CH1, CH3 Y CH4.<br>No presentan alteraciones con los desinfectantes químicos.                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| ESPECIFICACIÓN                | <u>Medidas:</u><br>59823:<br><br>59824:<br><br>46258:<br> |                                                                                     |
| COMPOSICIÓN                   | Acero inoxidable quirúrgico.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| PRESENTACIÓN                  | Contiene una unidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

**FICHA TÉCNICA**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VIDA ÚTIL</b>                   | La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.                                                                               |
| <b>ESTERILIZACIÓN</b>              | Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar a 177 °C en autoclave durante al menos 4 minutos, seguido de un secado adecuado, el número máx. de ciclos 3000. |
| <b>FINALIDAD PREVISTA</b>          | Permite separar las encías marginales evitando, en lo posible, la fractura externa.                                                                                                                            |
| <b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b> | No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.                                                                                                                                             |