

FICHA TÉCNICA

EXCAVADORES PARA DENTINA		
REFERENCIAS	46263: Excavador para Dentina N.0. 46264: Excavador para Dentina N.4 59754: Excavador para Dentina N.1 59755: Excavador para Dentina N.2 59756: Excavador para Dentina N.3	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, reglamento MDR (EU) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	- Excavadores para dentina. - No presentan alteraciones con los desinfectantes químicos.	
ESPECIFICACIÓN	Tamaño parte activa (largo/ancho): 46263: N.0: 2,0/0,8 mm 59754: N.1: 2,0/1,2 mm 59755: N.2: 2,0/1,4 mm 59756: N.3: 3,0/1,6 mm 46264: N.4: 3,5/2,0 mm	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable quirúrgico.	
PRESENTACIÓN	Contiene una unidad.	
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar a 177 °C en autoclave durante al menos 4 minutos, seguido de un secado adecuado. El Número máx. de ciclos es de 3000.	
FINALIDAD PREVISTA	Instrumento indicado para la eliminación de la dentina infectada y el tejido cariado.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	