

FICHA TÉCNICA

FÓRCEPS PROCLINIC		 <i>Ver imágenes específicas en Anexo</i>	
REFERENCIAS	46270: FORCEPS N.151 PROCLINIC 59679: FORCEPS N.55 PROCLINIC 59680: FORCEPS N.79A PROCLINIC 59681: FORCEPS N.1 PROCLINIC 59682: FORCEPS N.7 PROCLINIC 59683: FORCEPS N.13 PROCLINIC 59684: FORCEPS N.17 PROCLINIC 59685: FORCEPS N.18 PROCLINIC 59686: FORCEPS N.22 PROCLINIC 59687: FORCEPS N.33 PROCLINIC 59688: FORCEPS N.33A PROCLINIC 59689: FORCEPS N.51 PROCLINIC 59690: FORCEPS N.51A PROCLINIC 59691: FORCEPS N.67A PROCLINIC 59692: FORCEPS N.79 PROCLINIC 59693: FORCEPS N.86 C PROCLINIC 59694: FORCEPS N.89 PROCLINIC 59695: FORCEPS N.90 PROCLINIC 59696: FORCEPS N.22 1/2L PROCLINIC 59697: FORCEPS N.22 1/2R PROCLINIC 59698: FORCEPS N.46L PROCLINIC 59699: FORCEPS N.49 PROCLINIC 59991: FORCEPS N.4 PROCLINIC		
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL S.P.A. Via Valenzana, 60 55054 Massarosa – Bozzano Lucca, Italia		
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase I de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos pedidos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).		
DESCRIPCIÓN	Instrumental quirúrgico reutilizable de acero inoxidable diseñado específicamente para la extracción dental en pacientes. No estériles. Esterilizable en autoclave y sin alteraciones con los desinfectantes químicos. Acero quirúrgico inoxidable. Dureza mínima entre 40-44hrc Resistentes, con forma anatómica y sujeción firme		

ESPECIFICACIÓN	Cada fórceps presenta un diseño anatómico, permitiendo un agarre firme y preciso para la extracción de dientes: 46270: FORCEPS N.151 PROCLINIC _ Para raíces superiores 59679: FORCEPS N.55 PROCLINIC 59680: FORCEPS N.79A PROCLINIC 59681: FORCEPS N.1 PROCLINIC _ Para incisivos centrales 59682: FORCEPS N.7 PROCLINIC _ Para bicuspids superiores 59683: FORCEPS N.13 PROCLINIC _ Para bicuspids inferiores 59684: FORCEPS N.17 PROCLINIC _ Para molars superiores derechos 59685: FORCEPS N.18 PROCLINIC _ Para molars inferiores derechos 59686: FORCEPS N.22 PROCLINIC _ Para molares inferiores 59687: FORCEPS N.33 PROCLINIC _ Para raíces inferiores 59688: FORCEPS N.33A PROCLINIC _ Para raíces inferiores _Pico angosto 59689: FORCEPS N.51 PROCLINIC _ Para raíces superiores 59690: FORCEPS N.51A PROCLINIC _ Para raíces superiores_Punta fina 59691: FORCEPS N.67A PROCLINIC _ Para cordales superiores 59692: FORCEPS N.79 PROCLINIC _ Para cordales inferiores 59693: FORCEPS N.86 C PROCLINIC _ Para molares inferiores _ Pico de loro 59694: FORCEPS N.89 PROCLINIC _ Para molares superiores derechos _ Coronas dañadas) 59695: FORCEPS N.90 PROCLINIC _ Para molares superiores izquierdos _ Coronas dañadas 59696: FORCEPS N.22 1/2L PROCLINIC _ Para molares inferiores izquierdos 59697: FORCEPS N.22 1/2R PROCLINIC _ Para molares superiores derechos 59698: FORCEPS N.46L PROCLINIC _ Para raíces inferiores 59699: FORCEPS N.49 PROCLINIC _ Para raíces superiores 59991: FORCEPS N.4 PROCLINIC
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable de alta calidad grado quirúrgico
PRESENTACIÓN	1 unidad
VIDA ÚTIL	Sin caducidad específica. Si se almacenan y utilizan adecuadamente, las propiedades funcionales no se ven afectadas.
FINALIDAD	Indicado para realizar la extracción de dientes temporales en pacientes pediátricos durante procedimientos odontológicos por personal cualificado.
INSTRUCCIONES DE USO	Realizar la limpieza y esterilización del instrumento antes de cada uso. Manipular de acuerdo con las prácticas estándar de odontología quirúrgica. No utilizar si se detectan signos de corrosión u óxido.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en un lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar directa y de la humedad.

ANEXO 1**46270: FORCEPS N.151 PROCLINIC****59679: FORCEPS N.55 PROCLINIC****59680: FORCEPS N.79A PROCLINIC**

59681: FORCEPS N.1 PROCLINIC



59682: FORCEPS N.7 PROCLINIC



59683: FORCEPS N.13 PROCLINIC



59684: FORCEPS N.17 PROCLINIC**59685: FORCEPS N.18 PROCLINIC****59686: FORCEPS N.22 PROCLINIC**

59687: FORCEPS N.33 PROCLINIC



59688: FORCEPS N.33A PROCLINIC



59689: FORCEPS N.51 PROCLINIC



59690: FORCEPS N.51A PROCLINIC**59691: FORCEPS N.67A PROCLINIC****59692: FORCEPS N.79 PROCLINIC**

59693: FORCEPS N.86 C PROCLINIC



59694: FORCEPS N.89 PROCLINIC



59695: FORCEPS N.90 PROCLINIC



59696: FORCEPS N.22 1/2L PROCLINIC



59697: FORCEPS N.22 1/2R PROCLINIC



59698: FORCEPS N.46L PROCLINIC



59699: FORCEPS N.49 PROCLINIC



59991: FORCEPS N.4 PROCLINIC

