

FICHA TÉCNICA

CURETAS GRACEY LIGHT PROCLINIC		
REFERENCIAS	46276 46277 46278 59760 59768 59769 59770 59772 59945	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Asa Dental S.p.A. Via Valenzana di Sopra, 60 Bozzano - 55054 Massarosa (Lu) - Italy asadental@asadental.it - www.asadental.com	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto sanitario clase I según Reglamento 2017/745 (UE)	
DESCRIPCIÓN	Instrumento odontológico manual reutilizable, diseñado para el raspado y alisado radicular durante tratamientos periodontales. Su diseño específico permite el acceso a distintas áreas dentales según la referencia.	
ESPECIFICACIÓN	Cada cureta Gracey Light está fabricada en acero inoxidable de grado quirúrgico, conforme a la norma EN ISO 7153-1. Mango aligerado para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga del profesional. • Ref. 46276 – 9/10 (Molares, superficies menos accesibles) • Ref. 46277 – 15/16 (Caras mesiales molares) • Ref. 46278 – 17/18 (Caras distales molares) • Ref. 59760 – 1/2 (Incisivos y premolares) • Ref. 59768 – 11/12 (Caras mesiales de posteriores) • Ref. 59769 – 13/14 (Caras distales de posteriores) • Ref. 59770 – 3/4 (Incisivos y caninos) • Ref. 59772 – 7/8 (Premolares y molares, caras vestibulares y linguales) • Ref. 59945 – 5/6 (Premolares)	
COMPOSICIÓN	Acero Inoxidable (Grado quirúrgico)	
PRESENTACIÓN	Contiene 1 unidad	

VIDA ÚTIL	Indeterminada. Sujeta a desgaste y daño por uso. Reutilizable con limpieza y esterilización adecuadas.
FINALIDAD	Eliminación de cálculo subgingival y alisado de la superficie radicular. Uso exclusivo por profesionales de la odontología
INSTRUCCIONES DE USO	Esterilizable en autoclave y sin alteraciones con los desinfectantes químicos.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y la humedad. Proteger durante el transporte.