

FICHA TÉCNICA

ATACADOR BOLA-ESPÁTULA PROCLINIC		
REFERENCIAS	46279	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL S.p.A Via Valenzana di sopra, 60 55054 Bozzano (Lucca) - ITALIA	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase I conforme al Reglamento (UE) 2017/745	
DESCRIPCIÓN	Instrumento para odontología: atacador bola y espátula para modelar y adaptar material de restauración.	
ESPECIFICACIÓN	Instrumento de acero inoxidable grado quirúrgico para odontología, reutilizable tras esterilización. No estéril de origen. Un extremo condensador con forma de bola de 1,5 mm ± 0,1 de diámetro y el otro en forma de espátula en el mismo plano del eje del instrumento Esterilizable en autoclave y sin alteraciones con los desinfectantes químicos Compatible con baño de ultrasonido	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable grado quirúrgico conforme a la normativa UNI EN ISO 7153-1	
PRESENTACIÓN	1 unidad	
VIDA ÚTIL	No aplica. Las propiedades del producto no se ven afectadas si se almacena y utiliza correctamente	
FINALIDAD	Uso por personal cualificado en clínicas dentales para procedimientos de modelado y compactación de materiales dentales	
INSTRUCCIONES DE USO	El producto debe ser limpiado y esterilizado antes de cada uso. No usar si presenta signos de corrosión.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar limpio, seco, protegido de la humedad y de fuentes de calor o luz solar directa	