

FICHA TÉCNICA

SONDA PERIODONTAL O.M.S.		
REFERENCIAS	46294	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, reglamento MDR (EU) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Sonda periodontal OMS, que en su extremo tiene una bolita de 0.5 mm. de diámetro, y en la porción central de su parte activa, una banda negra que indica calibración en dos longitudes: 3.5 mm en su inicio, y 5.5 mm. en su extremo distal.	
ESPECIFICACIÓN	Sonda millimetrica O.M.S. punta coloreada	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable quirúrgico.	
PRESENTACIÓN	Contiene una unidad.	
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar a 177 °C en autoclave durante al menos 4 minutos, seguido de un secado adecuado.	
FINALIDAD PREVISTA	Sonda para el examen periodontal.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	