


FICHA TÉCNICA

PINZA GUBIA FRIEDMAN		
REFERENCIA	49132	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Instrumento fuertemente construido en punta con forma de cuchara afilada, que se utiliza para extraer el hueso.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable quirúrgico.	
ESPECIFICACIÓN	Tamaño: 14 CM 	
ENVASE	1 unidad.	
VIDA ÚTIL	No aplica una fecha de caducidad específica. La vida útil depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y métodos de reprocesamiento adecuados. Si el instrumento muestra signos de óxido, no debe ser utilizado.	

FICHA TÉCNICA

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. No estéril de origen, requiere esterilización previa a cada uso (177 °C).
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.