

FICHA TÉCNICA

PINZA PAPEL ARTICULAR		
REFERENCIAS	59723	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, reglamento MDR (EU) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Pinza papel articular. <u>Características:</u> - Parte activa recta. - No presentan alteraciones con los desinfectantes químicos.	
ESPECIFICACIÓN	Pinzas para papel de articular - 15 cm.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable quirúrgico.	
PRESENTACIÓN	Contiene una unidad.	
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar a 177 °C en autoclave durante al menos 4 minutos, seguido de un secado adecuado.	
FINALIDAD PREVISTA	Pinza ideal para la colocación del papel de articular.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	