

FICHA TÉCNICA

CUCHARILLAS ALVEOLARES N.1-3		
REFERENCIAS	59751: CUCHARILLA ALVEOLAR N.1. 59752: CUCHARILLA ALVEOLAR N.2. 59753: CUCHARILLA ALVEOLAR N.3	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos pedidos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).	
DESCRIPCIÓN	Cucharillas alveolares N. 1-3. <u>Características:</u> No presentan alteraciones con los desinfectantes químicos.	
ESPECIFICACIÓN	<u>Tamaños de las bolas:</u> 59751: 1,8 mm 59752: 2,2 mm 59753: 2,9 mm	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable quirúrgico.	
PRESENTACIÓN	Contiene una unidad.	
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar a 177 °C en autoclave durante al menos 4 minutos, seguido de un secado adecuado.	
FINALIDAD PREVISTA	Instrumento que se utiliza en cirugías y extracciones para limpiar el tejido alveolar.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	