

**FICHA TÉCNICA**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>ESPATULA CEMENTO DOBLE PROCLINIC</b> |   |  |
| <b>REFERENCIAS</b>                      | 59790   |   |
| <b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>         | <b>ASA DENTAL SPA</b><br>Via Valenzana, 60 55054<br>MASSAROSA – BOZZANO<br>LUCCA - ITALY (IT)   |   |
| <b>CLASIFICACIÓN</b>                    | Producto Sanitario Clase I, reglamento MDR (EU) 2017/745.   |   |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                      | Espátula cemento doble.<br><br><u>Características:</u><br>- Espátula doble y plana, superficie lisa y libre de grietas.<br>- Mango ergonómico de diseño octogonal, alargado y fino.<br>- No presentan alteraciones con los desinfectantes químicos. |   |
| <b>ESPECIFICACIÓN</b>                   | Espátulas para cemento 177 mm.  |   |
| <b>COMPOSICIÓN</b>                      | Acero inoxidable quirúrgico.  |   |
| <b>PRESENTACIÓN</b>                     | Contiene una unidad.  |   |
| <b>VIDA ÚTIL</b>                        | La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.  |   |
| <b>ESTERILIZACIÓN</b>                   | Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar a 177 °C en autoclave durante al menos 4 minutos, seguido de un secado adecuado.   |   |
| <b>FINALIDAD PREVISTA</b>               | Espátula para cemento con mango rígido para un manejo excelente durante las mezclas.  |   |
| <b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>      | No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.  |   |