

FICHA TÉCNICA

PORTACLAMPS		
REFERENCIAS	59811	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, reglamento MDR (EU) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Pinza diseñada para colocar y retirar los clamps. Tipo Ivory.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable quirúrgico.	
PRESENTACIÓN	Contiene una unidad.	
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizable en autoclave y sin alteraciones con los desinfectantes químicos.	
FINALIDAD PREVISTA	Colocar y retirar los clamps.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	