


FICHA TÉCNICA

JERINGA ASPIRACIÓN 1 ARO PROCLINIC		
REFERENCIAS	59851	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, Reglamento (UE) 2017/745 MDR.	
DESCRIPCIÓN	- Jeringa de 1 aro con sistema doble gancho para anestesia dental. - Sistema Carpule. - No auto aspirante. - No presentan alteraciones con los desinfectantes químicos. - No estéril.	
ESPECIFICACIÓN	Cartucho de 1,8 ml - rosca métrico decimal. 	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable adecuado para instrumentos ortopédicos, quirúrgicos y dentales, según definido en la normativa UNI EN ISO 7153-1 “Instrumentos quirúrgicos – Metales/Acero inoxidable”.	
PRESENTACIÓN	Contiene una unidad.	
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Los dispositivos son reutilizables, sin embargo, es necesaria la limpieza y esterilización antes de cada uso. Esterilizable por 500 ciclos (Temperatura máxima recomendada 140 °C) Si existe algún indicio de óxido, el instrumento no debe utilizarse.
FINALIDAD PREVISTA	Destinados a ser utilizados durante los procedimientos llevados a cabo en las clínicas dentales por el personal cualificado con el objeto de aplicar en el paciente anestesia dental.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.