

FICHA TÉCNICA

BOTADOR RECTOS PROCLINIC		
REFERENCIAS	59912: Botador Recto Medio Proclinic 59913: Botador Recto Muy Fino Proclinic 59936: Botador Recto Ancho Proclinic 59937: Botador Recto Fino Proclinic	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos pedidos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).	
DESCRIPCIÓN	Instrumento metálico recto utilizado en procedimientos de exodoncia para facilitar la extracción dentaria mediante la separación atraumática de los ligamentos periodontales	
ESPECIFICACIONES	59912: Botador Recto Media - Punta roma de 4 mm - Dureza mínima entre 40-44hrc - Esterilizable en autoclave y sin alteraciones con los desinfectantes químicos. 59913: Botador Recto Muy Fino - Punta roma 2 mm (Tipo BEIN 558/3). - Dureza mínima entre 40-44hrc (Dureza rockwell C) - Esterilizable en autoclave y sin alteraciones con los desinfectantes químicos. 59936: Botador Recto Ancho - Punta roma de 5 mm (Tipo BEIN 559/1). - Dureza mínima entre 40-44hrc (Dureza rockwell C) - Esterilizable en autoclave y sin alteraciones con los desinfectantes químicos. 59937: Botador Recto Fino - Botador recto fino diámetro 3 mm ± 0,1 mm - Dureza mínima entre 40-44hrc - Esterilizable en autoclave y sin alteraciones con los desinfectantes químicos.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable adecuado para instrumentos ortopédicos, quirúrgicos y dentales, según definido en la normativa UNI EN ISO 7153-1 “Instrumentos quirúrgicos – Metales/Acero inoxidable”.	
PRESENTACIÓN	Contiene una unidad.	
VIDA ÚTIL	El fin de la vida útil de los productos viene determinado por el desgaste y el daño provocados por el uso.	

FICHA TÉCNICA

ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar a 177 o C en autoclave durante al menos 4 minutos, seguido de un secado adecuado.
FINALIDAD PREVISTA	Instrumentos específicos para la remoción y posterior extracción de dientes, fragmentos y raíces.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento.