

FICHA TÉCNICA

BOTADOR WINTER PROCLINIC		
REFERENCIAS	59914: Botador Winter 11L Proclinic 59915: Botador Winter 11R Proclinic 59916: Botador Winter 14L Proclinic 59917: Botador Winter 14R Proclinic	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos pedidos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).	
DESCRIPCIÓN	Botador quirúrgico con hoja en ángulo en forma de "L", utilizado en procedimientos de exodoncia para facilitar la luxación del diente.	
ESPECIFICACIONES	Cada modelo presenta una angulación distinta para adecuarse a distintas zonas y tipos de dientes: <ul style="list-style-type: none"> • 11L / 11R – Hoja más fina • 14L / 14R – Hoja más ancha <i>L = lado izquierdo, R = lado derecho</i> Dureza mínima entre 40-48hrc	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable adecuado para instrumentos ortopédicos, quirúrgicos y dentales, según definido en la normativa UNI EN ISO 7153-1 "Instrumentos quirúrgicos – Metales/Acero inoxidable".	
PRESENTACIÓN	Contiene una unidad.	
VIDA ÚTIL	El fin de la vida útil de los productos viene determinado por el desgaste y el daño provocado por el uso.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar a 177 o C en autoclave durante al menos 4 minutos, seguido de un secado adecuado.	
FINALIDAD PREVISTA	Separar los ligamentos periodontales de la pared del diente para facilitar su extracción con el mínimo trauma posible.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento.	