


FICHA TÉCNICA

PINZA MERIAM 16 CM	
REFERENCIAS	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, Reglamento (UE) 2017/745 MDR.
DESCRIPCIÓN	Pinza Meriam con punta estriada. Utilizada normalmente como porta torundas de algodón en procedimientos dentales.
ESPECIFICACIÓN	Tamaño:16 cm. 
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable adecuado para instrumentos ortopédicos, quirúrgicos y dentales, según definido en la normativa UNI EN ISO 7153-1 "Instrumentos quirúrgicos – Metales/Acero inoxidable".
PRESENTACIÓN	Contiene una unidad.
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Los dispositivos son reutilizables, sin embargo, es necesaria la limpieza y esterilización antes de cada uso. Esterilizable por 500 ciclos (Temperatura máxima recomendada 177 °C) Si existe algún indicio de óxido, el instrumento no debe utilizarse.
FINALIDAD PREVISTA	Destinados a ser utilizados durante los procedimientos llevados a cabo en las clínicas dentales por el personal cualificado con el objeto de aplicar en el paciente anestésicos dentales.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.