

FICHA TÉCNICA

SONDA DE EXPLORACIÓN N.4/6		
REFERENCIAS	59992	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, reglamento MDR (EU) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Instrumento de exploración doble, utilizado normalmente para el diagnóstico de caries, examinación de las superficies dentales y para un uso general en tratamientos odontológicos. Sonda 4/6 también denominada 17/23.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable quirúrgico.	
PRESENTACIÓN	Contiene una unidad.	
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar a 177 °C en autoclave durante al menos 4 minutos, seguido de un secado adecuado.	
FINALIDAD PREVISTA	Sonda para el examen periodontal.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	