



Ref. Conamco OPT914

Ref.60072

### FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

**NOMBRE QUÍMICO/TECNICO:** Adhesivo Monocomponente

**NOMBRE COMERCIAL:** Adhesivo Monocomponente  
5 mL

**COMPOSICIÓN:**

PMGDM en acetona, agua bidestilada, metacrilatos, foto-estabilizador

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:**

Líquido amarillo pálido

**USO Y FUNCIÓN:**

- Aumenta el anclaje del composite como parte del sistema de adhesión con el grabador bestdent.

**PELIGROSIDAD:** Puede causar reacciones alérgicas leves.