

FICHA TÉCNICA

RIVA STAR KIT BOTELLAS		
REFERENCIAS	63567	
FABRICANTE / RESPONSABLE	SDI LIMITED 3-15 Brunsdon street Bayswater, Victoria 3153 Australia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos periodos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).	
DESCRIPCIÓN	Riva Star Aqua es una solución acuosa en sistema de dos pasos a base de fluoruro de plata (~38%) y yoduro de potasio, usada para el tratamiento no invasivo de la hipersensibilidad dentinaria. No contiene amoníaco, lo que mejora el sabor, reduce la irritación y evita manchas negras en dientes. <u>Características:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación tópica no invasiva. • Acción desensibilizante inmediata y duradera (hasta 2 años). • Detiene la progresión de lesiones cariosas. • Sin necesidad de aislamiento gingival. • No contiene amoníaco. • Mejora sensorial: sabor y olor más agradables. • Reducción de tinciones negras asociadas al fluoruro de plata. • Presentación: <ul style="list-style-type: none"> - Step 1: frasco azul de 1,5 ml - Step 2: frasco verde de 3 ml 	
COMPOSICIÓN	Step 1: Fluoruro de plata (~38%) en solución acuosa Step 2: Yoduro de potasio Agua purificada (excipiente) Libre de amoníaco	
PRESENTACIÓN	Caja con: <ul style="list-style-type: none"> • 1 frasco Step 1 (1,5 ml) • 1 frasco Step 2 (3 ml) 	
VIDA ÚTIL	Estabilidad: 2 años si se almacena correctamente Consultar fecha de caducidad en el envase	
FINALIDAD PREVISTA	Producto para uso odontológico tópico. Indicado para el tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria y como coadyuvante en el control de lesiones de caries.	

FICHA TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE USO	Ver en las instrucciones del producto.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Mantener bien cerrado. No congelar ni exponer a temperaturas extremas. Transportar en su envase original. Mantener fuera del alcance de los niños.

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.