

FICHA TÉCNICA

BOLSAS EST. ASSURE PLUS 13,3x27,9cm 200u		
MARCA: DENTSPLY SULTAN		
REFERENCIA	7630	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Dentsply LLC, Professional Division, Trading as Sultan Healthcare, 1301 Smile Way, York, PA 17404 USA	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I conforme al Reglamento 2017/745/UE.	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Las Bolsas de Esterilización Assure Plus 13,3x27,9cm son autosellantes, de alta resistencia y calidad médica, con indicadores internos que garantizan la esterilidad del contenido y protección máxima durante su almacenamiento y uso.	
ESPECIFICACIÓN	<u>Características principales:</u> <u>Medidas:</u> 13,3 x 27,9 cm (140 x 280 mm) <u>Tipo de cierre:</u> Autosellante, sin necesidad de selladora adicional. El lado adhesivo cambia a rosa para indicar que el proceso de esterilización ha sido efectivo. <u>Sellado QUAD:</u> Cuatro sellos perimetrales que garantizan una protección adicional frente a ruptura, perforación o separación a lo largo del tiempo. <u>Indicador interno:</u> Contiene un monitor exclusivo en el interior de la bolsa que verifica que el proceso de esterilización se ha realizado correctamente. <u>Material:</u> Papel de grado médico y film multicapa resistente, diseñado para prevenir roturas y ofrecer una barrera impenetrable a microorganismos. <u>Duración de esterilidad:</u> Tests independientes han demostrado que las bolsas Assure Plus mantienen la esterilidad hasta 2 años si se almacenan en condiciones adecuadas.	

	<u>Ventajas:</u> -Alta seguridad para instrumentos médicos y dentales gracias a sus indicadores y película multicapa. -Prácticas para clínicas, ya que permiten un cierre rápido y mantienen el contenido estéril durante períodos prolongados. -Resistencia excepcional al rasgado y facilidad de almacenamiento. Indicadas para entornos profesionales que requieren estándares de esterilización elevados y cumplimiento de normas sanitarias.
ENVASE	200 unidades por caja
USO PREVISTO	Indicado para autoclave como método de desinfección. Estas bolsas ofrecen fiabilidad, resistencia y facilidad de uso para garantizar que los instrumentos estén completamente protegidos antes de su uso clínico o quirúrgico.
ALMACENAMIENTO	Deben almacenarse en condiciones secas, a temperatura ambiente y protegidas de perforaciones o humedad.

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.