



## Seguras

Disponibles en dos versiones de 3 y 4 capas, están fabricadas únicamente con materiales hipoalergénicos y garantizan una duración de 3 horas.



## Comodas

Capa interna en TNT hidrófilo y clip nasal incorporado: absorción y comodidad en un único DM.



## Protectoras

Capa exterior de TNT hidrófobo, que protege del polvo y la humedad. Capa interna con filtro antipartículas y filtro antibacterias. Además, la mascarilla Protection 4 cuenta con filtro polimérico, para una excelente resistencia a los fluidos.

# Monoart<sup>®</sup> Mascarilla Protection 3



Mascarilla hipoalergénica desechable, compuesta por 3 capas:

- TNT hidrófobo suave y de colores para la mejor protección contra el polvo y la humedad;
- filtro antipartícula (PFE, Particle Filtration Efficiency) y filtro antibacteriano (BFE, Bacterial Filtration Efficiency) > 99%;
- TNT hidrófilo confortable en el interior para una absorción efectiva de sudor y humedad.

Mascarilla ideal para proteger contra polvo y aerosoles:  $\Delta P < 3.0 \text{ mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$  de conformidad con la norma EN 14683 (presión diferencial, índice de fatiga respiratoria durante el uso de la mascarilla). Protector para nariz incorporado.

**Clasificación:**

Disp. Médico de Clase I

**Duración:**

3 horas de protección

**Colores:**

Blanco, amarillo, lima, verde, celeste, lila, rosa, naranja

**Embalaje:**

Paquete de 50 mascarillas  
Cartón de 6 paquetes