


FICHA TÉCNICA

LÍNEA DE IRRIGACIÓN COMPATIBLE CON NSK, INTRA-LOCK BESTDENT		
REFERENCIAS	78396	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MULTIMEDICAL S.r.l. via Guido Rossa 71 46019 Viadana (Mantova) - Italy Teléfono: +39 0375 785882 Mail: info@multimedical.it	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos periodos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).	
DESCRIPCIÓN	Línea irrigación mecánica 1 vía.	
COMPOSICIÓN	ver anexo 1.	
PRESENTACIÓN	10 unidades por envase.	
FINALIDAD	Set de irrigación con bomba peristáltica para soluciones estériles de enfriamiento en cirugía oral. Atóxico. Apirógeno. No contiene látex y ftalatos. Compatible con los motores: <i>BONART Piezo Surgical System / INTRA- LOCK Delfin / KYOCERA Implanonor Neo / NSK Surgic XT, Plus, Osseocision, Variosurg, SurgicPro / SAEYANG Ki-20</i>	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	El set de irrigación esterilizado con óxido de etileno es un producto desechable, no reutilizable. No almacenar cerca de una fuente de calor directo y conservar en lugar seco.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT IRRIGATION LINE COMPATIBLE WITH NSK, INTRA-LOCK		
REFERENCES	78396	
MANUFACTURER / RESPONSIBLE	MULTIMEDICAL S.r.l. via Guido Rossa 71 46019 Viadana (Mantova) - Italy Telephone: +39 0375 785882 Mail: info@multimedical.it	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, in accordance with Directive 93/42/EEC, complying with regulation 607/2023 (EU), regarding the new transitional periods for the application of regulation 2017/745 (EU).	
DESCRIPTION	1-way mechanical irrigation line.	
COMPOSITION	see annex 1.	
PACKAGING	10 units per container.	
INTENDED USE	Irrigation set for machinery driven irrigation system to be used with dispensing liquid coolants in oral surgery. Non toxic. Apyrogenic. Free of latex components and phthalates. Compatible with engines: <i>BONART Piezo Surgical System / INTRA- LOCK Delfin / KYOCERA Implantonor Neo / NSK Surgic XT, Plus, Osseocision, Variosurg, SurgicPro / SAEYANG Ki-20</i>	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	The irrigation set sterilized with ethylene oxide is for single use only. Do not resterilize. Do not re-use. Keep in clean and dry place, protect from moisture, direct rays of the sun and source of heat. Discard after	

ANEXO 1 / ANNEX 1:

	Nº	Componente / Component	Material
	1	Perforador suspendido de 2 vías ensamblado	PE-ABS-PP
	2	Rodillo	poliestireno
	3	Rueda para rodillo azul	poliestireno
	4	Conexión silicona	PVC rígido
	5	Conexión tubería / tubería	PVC NO DOP
	6	Casquillo verde	PVC NO DOP
	20	Tubo 35 cm	PVC NO DOP 75 sh
	21	Tubo 10 cm	silicona 60 sh
	23	Tubo 10 cm	PVC NO DOP 75 sh
	24	Tubo 230 cm	PVC NO DOP 70 sh
		Sobre de 9x12,5 cm	polietileno